

Rekonditioneringsanvisning Flux



Flux olika delar

Observera!

Flux utseende kan variera beroende på modell, färg, storlek och tillbehör.

1. Standardhandtag
2. Underrede
3. Låsbygel
4. Låsspak
5. Bakåtspär
6. Länkhjul
7. Bakhjul
8. Tippstödshållare



Rengöring av Flux i hemmiljö

Tvätta av rollatorn med tillbehör använd ett rengöringsmedel utan slipmedel. Vid behov kan desinfektionsprip användas. Använd ej scotchsvamp Swinto eller andra hårda material som kan skrapa sönder lackfärg.

Använd gärna dagligen tryckluft för att snabbt få bort grus och damm från rollatorn. Torka av med torr trasa.

Högtryckstvätt skall inte användas direkt på hjullager.

Rengöring av Flux på hjälpmedelscentral

Tvättkabinett:

Montera av täckproppar på ramen, dessa tvättas separat. Flux kan rengöras i tvättkabinett med program innehållande med tvätt i 60°C under 3 min och tvätt i 90°C under 1 min med en normal tvättcykel på ca 25 - 45 minuter.

Eftertorka Flux genom att placera de öppna rörändarna neråt så att avrinning sker innan ändavslutarna påmonteras. Låt rollatorn torka ordentligt innan hopmontering sker.

Alla tillbehör och delar som har spruckit, fått rostskador eller skadats, skall omedelbart bytas ut, originaldelar skall alltid användas.

På ramen skall det finnas en etikett med följande information:

Denna produkt säljs i Sverige genom

L&B Medical AB

Tillverkarvägen 5

187 66 Täby

Beställ ny om denna saknas!

Gör rent hjulen:

Runt hjulen samlas mycket damm, hår mm. Smutsen gör rollatorn trög att köra. Tänk på att rengöra länkhjulen ofta.

Gör så här:

Skruva av hjulen från gaffeln.
Borsta rent hjulet.
Montera tillbaka hjulet.



VIKTIGT!

Kontrollera att hjulet rullar lätt framåt.
Kontrollera att framhjulet kan rotera runt sin axel.
Kontrollera att parkeringsbroms, släpbroms, bakåtspär och riktningsspär fungerar.

Kontrollera innan användning att:

- Hjulen sitter fast ordentligt.
- Hjulen inte är trasiga eller slitna.
- Rollatorn rullar rakt då den skjuts framåt.
- Bromsar, höjdreglage och ihopfällningsspär.

Se bruksanvisningen: www.maydayaid.se