



Utprovat av:

Användare:

Datum:

Referensnummer:

Grundkonfiguration

Rygg

Ställbar ryggvinkling
Rygglädsel med ställbara band
Nedfällbar vid transport
Grundinställning för rygg höjd: 50 cm

Sits

Ställbar tilt. Plansits
Sitsdyna Netti Uno Seat
Grundinställning för sitthöjd: 46 cm

Armstöd

Höjjusterbara, avtagbara (185-325mm)
Justerbara armstödsdynor (420x80mm)

Benstöd

Vinkelställbara och längdjusterbara
med vadplattor och delad fotplatta.
Undansvängbara och avtagbara.

Hjul

Drivhjul 24" x 1" massiva med quick
release och trumbroms.
Drivringar i aluminium
Länkhjul 7" massiva med quick release

Övrigt

Huvudstöd modell B med överdrag
Körhandtag höjreglerbara, avtagbara
och svängbara (300 mm)
Användarbroms justerbar 150-240mm
2 st tippskydd undanfällbara
Tramppedal

Sittbredd 35 cm	D53535K-K24PV732	Enligt grundkonfiguration ovan	
Sittbredd 40 cm	D53540K-K24PV732	Enligt grundkonfiguration ovan	
Sittbredd 45 cm	D53545K-K24PV732	Enligt grundkonfiguration ovan	
Sittbredd 50 cm	D53550K-K24PV732	Enligt grundkonfiguration ovan	

Stolens mått i standardkonfiguration 450 mm:

Totallängd	1000 mm
Transportlängd	780 mm
Totalbredd sits	sittbredd +210 mm (+190 mm utan vårdarbroms)
Tilt	-3° till 30°
Ryggvinkel	90° till 125°
Max brukarvikt	136 kg
Vikt på stol (exkl dynor)	38 kg



+100mm



+175mm



+50mm



A V H



-3 till +30°

Möjliga inställningar

- Steglös justering av sitshöjd med 70 mm + 30 mm via hjulposition
- Steglös justering av sittdjup, från 375 mm till 550 mm
- Steglös justering av sits, kan balanseras med 65 mm
- Steglös justering av drivhjulposition med 115 mm
- Inbyggd benstödsabduktion - upp till 50 mm
- Inbyggd ryggbreddning av ryggrör - upp till 50 mm
- Inbyggd sitsbreddning med armstöd - upp till 50 mm
- Inbyggd ryggförhöjare, steglös justering med 100 mm

Anteckningar

Elektriska komponenter

		Artnr	Artikel	
		94336	Elkitt bas för elektriska funktioner inkl handkontroll, laddare, elektronik och batterier	
		93990	Elektrisk ryggvinkling (kräver 94336)	
		93986	Elektrisk sitsvinkling (kräver 94336)	
		93871	Benstödsöverdel elektriskt vinkelreglerbart höger (kräver 94336, vadplatta och fotplatta)	
		93872	Benstödsöverdel elektriskt vinkelreglerbart vänster (kräver 94336, vadplatta och fotplatta)	
		41123	Hållare för handkontroll höger sida	
		41124	Hållare för handkontroll vänster sida	

Körbåge och körhandtag

		Artnr	Artikel	
		94005	Körbåge sittbredd 350mm vinkelställbar höjdställbar	
		94006	Körbåge sittbredd 400mm vinkelställbar höjdställbar	
		94007	Körbåge sittbredd 450mm vinkelställbar höjdställbar	
		94008	Körbåge sittbredd 500mm vinkelställbar höjdställbar	
		94009	Körbåge sittbredd 550mm vinkelställbar höjdställbar	
		21808	Körhandtag extra höga 500mm (300mm är standard)	

Armstödsplattor och tillbehör

		Artnr		Artikel	
		29137	Höger	Armstödsplatta PU 420x80 mm	
		29137	Vänster		
		29136	Höger	Armstödsplatta PU 445x68 mm	
		29136	Vänster		
		29138	Höger	Armstödsplatta PU 525x80 mm	
		29138	Vänster		
		41649	Höger	Överdrag i 3D för armstödsplatta standard (385x58mm)	
		41649	Vänster		
		87765	Höger	Överdrag i EasyCare för armstödsplatta standard (385x58mm)	
		87765	Vänster		
		82563	Höger	Överdrag i 3D för armstödsplatta 420x80mm)	
		82563	Vänster		
		93853	Höger	Hemiplegiarmstöd höger	
		93854	Vänster	Hemiplegiarmstöd vänster	
		22149	Höger	Sidodyna för minskande av sittbredd 2,5cm monteras på armstödet	
		22149	Vänster		

Hjulval

Drivhjul punkteringsfria				Länkhjul				
				5" pf (125x27mm)	7" Luft (175x45mm)	7" pf (175x33mm)	7" pf bred (175x45mm)	8" pf (200x50mm)
Möjlig sitthöjd	Hjulstorlek	Artnr		2x 90115	2x 90420 2x 20297	2x 90102	2x 90421	2x 90422
345-445mm	20"	83158						
386-486mm	24" x 1"	83157						
	24" x 1⅜"	89949						
415-485mm	24" x 1⅜"	89949						
414-514mm	26" x 1⅜"	90013						

Drivhjul punkteringsfria Vårdarbromsade				Länkhjul				
				5" pf (125x27mm)	7" Luft (175x45mm)	7" pf (175x33mm)	7" pf bred (175x45mm)	8" pf (200x50mm)
Möjlig sitthöjd	Hjulstorlek	Artnr		2x 90115	2x 90420 2x 20297	2x 90102	2x 90421	2x 90422
345-445mm	20"	93934						
386-456mm	16"	94064						
386-486mm	24" x 1"	93285						
	24" x 1⅜"	89951						
390-460mm	22"	93935						
415-485mm	24" x 1⅜"	89951						
414-514mm	26" x 1⅜"	93936						

Drivhjul luftpumpade					Länkhjul				
						7" Luft (175x33mm)	7" pf (175x33mm)	7" pf bred (175x45mm)	8" pf (???x???mm)
Möjlig sitthöjd	Hjulstorlek	Artnr			2x 90420 2x 20297	2x 90102	2x 90421	2x 90422	
386-486mm	24" x 1⅜"	43184							
	24" x 1⅜" Vårdarbroms	43181							
415-485mm	24" x 1⅜"	43184							
	24" x 1⅜" Vårdarbroms	43181							

Drivhjul punkteringsfria enhandsdrift				Länkhjul				
Reducerar tiltvinkel till 10°-15° Kräver att tiltreducerare samt teleskop- stag monteras - se hjultillbehör					7" Luft (175x33mm)	7" Luft (175x33mm)	7" pf bred (175x45mm)	
Möjlig sitthöjd	Hjulstorlek	Artnr			2x 90420 2x 20297	2x 90102	2x 90421	
386-486mm	22" x 1"	91669						
	24" x 1"	90453						
	24" x 1" Vårdarbroms	43357						

Hjul

Tillbehör Hjul

	86002	Drivring överdrag 20"	
	86001	Drivring överdrag 22"	
	86000	Drivring överdrag 24"	
	86003	Drivring överdrag 26"	
	21121	Friktionsdrivring 20"	
	21122	Friktionsdrivring 22"	
	21123	Friktionsdrivring 24"	
	21140	Friktionsdrivring 26"	
	24143	Ekerskydd transparent 20"	
	24144	Ekerskydd transparent 22"	
	24145	Ekerskydd transparent 24"	
	24146	Ekerskydd transparent 26"	
	91664	Teleskopstag för enhandsdrift sb 350mm till hjul med standardbroms	
	91665	Teleskopstag för enhandsdrift sb 400-430mm till hjul med standardbroms	
	90454	Teleskopstag för enhandsdrift sb 450-500mm till hjul med standardbroms	
	91666	Teleskopstag för enhandsdrift sb 550mm till hjul med standardbroms	
	20438	Teleskopstag för enhandsdrift sb 350-400mm till hjul med vårdarbroms	
	20436	Teleskopstag för enhandsdrift sb 430-500mm till hjul med vårdarbroms-broms	
	93766	Tiltbegränsare (behövs endast om stolen inte redan har en sådan och skall utrustas med enhandsdrift. Ska låsas så att inte något kommer i kläm. Normalt spann om 10-15 grader bakåt)	
	93786	Enhandsbroms placerad på höger sida	
	93787	Enhandsbroms placerad på vänster sida	

Sittdynor

Sittdyna Uno

Produktbeskrivning



3D

Sittdjup	40cm		45cm		50cm		55cm	
Sittbredd								
35cm		171805		171806		171807		
38cm				171809		171810		
40cm		171812		171813		171814		
43cm				171817		171818		
45cm				171821		171822		171823
50cm				171825		171826		
55cm						171829		

EasyCare

Sittdjup	40cm		45cm		50cm		55cm	
Sittbredd								
35cm		172005		172006		172007		
38cm				172009		172010		
40cm		172012		172013		172014		
43cm				172017		172020		
45cm				172021		172022		172023
50cm				172025		172026		
55cm						172029		

Sittdyna Sit

Produktbeskrivning



3D

Sittdjup	40cm		45cm		50cm		55cm	
Sittbredd								
35cm		187303		187304		187305		
38cm		187306		187307		187308		
40cm		187309		187310		187311		187333
43cm		187312		187313		187314		
45cm		187315		187316		187317		187318
50cm				187319		187320		187321
55cm						187322		187323

EasyCare

Sittdjup	40cm		45cm		50cm		55cm	
Sittbredd								
35cm		188303		188304		188305		
38cm		188306		188307		188308		
40cm		188309		188310		188311		188333
43cm		188312		188313		188314		
45cm		188315		188316		188317		188318
50cm				188319		188320		188321
55cm						188322		188323

Sittdynor

**Inkontinensöverdrag Dry
(endast överdrag)**

Sittdjup Sittbredd	40cm		45cm		50cm		55cm	
35cm				3484		3473		
38cm		3465		3466		3467		
40cm		3477		3480		3483		
43cm				3470		3471		
45cm				3481		3485		3491
50cm				3482		3486		3492
55cm						3487		

Ryggdynor

Ryggmatta

Enkel ryggmatta för flexibel justering (Höjddjusterbar 50-60cm)

Rygghöjd	50-60cm	
Ryggbredd		
35-40cm		H-6072835
38-43cm		H-6072840
43-48cm		H-6072845
50-55cm		H-6072850

Ryggdyna Uno

Ryggdyna Bas med 10 cm sidostöd

**3D****EasyCare**

Rygghöjd Ryggbredd	50cm		Rygghöjd Ryggbredd	50cm	
35cm		344701	35cm		344901
40cm		344702	40cm		344902
45cm		344703	45cm		344903
50cm		344704	50cm		344904
55cm		344705	55cm		344905

Ryggdyna Smart

Avlastande ryggdyna med 12 cm sidostöd

**3D****EasyCare**

Rygghöjd Ryggbredd	50cm		60cm		Rygghöjd Ryggbredd	50cm		60cm	
35cm		357304		357320	35cm		358304		358320
38cm		357305		357321	38cm		358305		358321
40cm		357306		357322	40cm		358306		358322
43cm		357307		357323	43cm		358307		358323
45cm		357308		357324	45cm		358308		358324
50cm		357309		357325	50cm		358309		358325
55cm		357310		357326	55cm		358310		358326

Ryggdynor

Ryggdyna Stabil

Ryggdyna med inbyggt svankstöd och 17 cm sidostöd

**3D****EasyCare**

Rygghöjd Ryggbredd	50cm		60cm	
35cm		367304		367320
38cm		367305		367321
40cm		367306		367322
43cm		367307		367323
45cm		367308		367324
50cm		367309		367325
55cm		367310		367326

Rygghöjd Ryggbredd	50cm		60cm	
35cm		368304		368320
38cm		368305		368321
40cm		368306		368322
43cm		368307		368323
45cm		368308		368324
50cm		368309		368325
55cm		368310		368326

Ryggdyna Super Stabil

Extra stabila sidostöd 17 cm med justerbara svankstödsuddar

**3D****EasyCare**

Rygghöjd Ryggbredd	50cm		60cm	
35cm		377301		377320
38cm		377302		377321
40cm		377303		377322
43cm		377304		377323
45cm		377305		377324
50cm		377306		377325
55cm		377307		377331

Rygghöjd Ryggbredd	50cm		60cm	
35cm		378301		378320
38cm		378302		378321
40cm		378303		378322
43cm		378304		378323
45cm		378305		378324
50cm		378306		378325
55cm		378307		378331

Ryggdyna Kyphotic 3D/Mars

Flexibel ryggdyna för användare med kyfos



Rygghöjd Ryggbredd	50cm	
35cm		206301
40cm		206302
45cm		206303
50cm		206304

Bålstöd

		94299	Sidostöd stabil höger för stabilisering av ryggdynans sidostöd	
		94300	Sidostöd stabil vänster för stabilisering av ryggdynans sidostöd	
		94267	Sidostöd korrektion höger	
		94268	Sidostöd korrektion vänster	
		H-1069802	Thoraxstöd med kardborre för ryggmatta liksidig	
		H-1069802	Thoraxstöd med kardborre för ryggmatta liksidig	

Ryggstillbehör

		2838	Svankstöd 35-40 cm	
		2839	Svankstöd 45-50 cm	
		2836	Svankstöd 55-60 cm	
		H-1069804	Svankstöd S = 2,5 cm	
		H-1069805	Svankstöd M = 3,75 cm	
		H-1069806	Svankstöd L = 5 cm	
		21048	Ryggkil	
		93851	Ryggplåt aluminium för ryggbredd 350-550mm	
		94312	Ryggplåt aluminium för ryggförhöjare 100mm för ryggbredd 350-550mm	

Sittstöd

		93766	Sitstilsreducerare (kan ställas fritt till önskat start och slutläge)	
		93767	Ryggtiltsreducerare (kan ställas fritt till önskat start och slutläge)	
		25452	Användartilt under armstöd Höger (handtaget för sitstilt placeras under armstödet)	
		25985	Användartilt under armstöd Vänster (handtaget för sitstilt placeras under armstödet)	

Sittstöd

		93780	Abduktionskil S	
		93781	Abduktionskil M	
		93782	Abduktionskil L	
		93895	Höft-/lår-/knästöd Höger	
		93895	Höft-/lår-/knästöd Vänster	

Bälten & selar

Bälten

		45079	Höftbälte 2-punkts S polstrat (polstring 400mm, bälteslängd 1420mm, bredd polstring 50mm)	
		45080	Höftbälte 2-punkts M polstrat (polstring 460mm, bälteslängd 1420mm, bredd polstring 50mm)	
		45276	Höftbälte 2-punkts L polstrat (polstring 820mm, bälteslängd 2060mm, bredd polstring 90mm)	
		45277	Höftbälte 2-punkts XL polstrat (polstring 920mm, bälteslängd 2060mm, bredd polstring 100mm)	
		20845	Höftbälte polstrat med "bilspänne" (polstring 500mm, bälteslängd 1670mm, bredd polstring 70mm)	
		45013	Bälte 4-punkt Body Point M (polstring 460mm, bälteslängd 1420mm, bredd polstring 55mm)	
		45014	Bälte 4-punkt Body Point L (polstring 575mm, bälteslängd 1550mm, bredd polstring 55mm)	
		82788	Bäckenstabiliseringsbälte 2-punkts Evoflex M (polstring 460mm, bälteslängd 760mm, bredd polstring 55mm)	
		82789	Bäckenstabiliseringsbälte 2-punkts Evoflex L (polstring 620mm, bälteslängd 960mm, bredd polstring 70mm)	
		45048	Säkerhetslås S/M Bodypoint	
		45049	Säkerhetslås L Bodypoint	

Fästen för bälten

		93884	Fäste nedre med skena för fri djupinställning	
		95522	Extra bältesinfästning för skena (kräver 93884)	
		93920	Fäste för H-sele bredd 350-400mm höjdjusterbar	
		93921	Fäste för H-sele bredd 400-550mm höjdjusterbar	
		95522	Fäste för bröstbälte	

H-selar/Bröstbälten

		45094	Bröstbälte Stayflex S (för axelbredd 280-330mm)	
		45015	Bröstbälte Stayflex M (för axelbredd 330-410mm)	
		45016	Bröstbälte Stayflex L (för axelbredd 410-480mm)	
		45095	Bröstbälte Stayflex XL (för axelbredd 480-560mm)	
		20881	H-sele polstrat med "bilspänne"	
		45091	H-sele PivoFit S (för axelbredd 280-330mm)	
		45017	H-sele PivoFit M (för axelbredd 330-410mm)	
		45018	H-sele PivoFit L (för axelbredd 410-480mm)	
		45092	H-sele PivoFit XL (för axelbredd 480-560mm)	

Benstöd

Benstödsöverdel				
	Artikel	Sida	Artnr	
	Vinkelfast universal (kan ställas i fasta vinklar)	Höger	26708	
		Vänster	26722	
	Vinkelställbara längdkompenserande Med knäpolster i 3D-tyg	Höger	41960	
		Vänster	41961	
	Vinkelställbara längdkompenserande Med knäpolster i EasyCare	Höger	41762	
		Vänster	41763	

Fotplattor (ställbara i vinkel)			
Benstödsbredd	Sida	Artnr	
350mm	Höger	28621	
	Vänster	28649	
380mm	Höger	28622	
	Vänster	28650	
400mm	Höger	28623	
	Vänster	28651	
430mm	Höger	28624	
	Vänster	28652	
450mm	Höger	28625	
	Vänster	28653	
500mm	Höger	28626	
	Vänster	28654	
550mm	Höger	28627	
	Vänster	28655	

Polstring till fotplattor			
Benstödsbredd	Sida	Artnr	
350mm	Höger	28453	
	Vänster	28454	
380mm	Höger	28455	
	Vänster	28456	
400mm	Höger	28457	
	Vänster	28458	
430mm	Höger	28459	
	Vänster	28460	
450mm	Höger	28461	
	Vänster	28462	
500mm	Höger	28463	
	Vänster	28464	
550mm	Höger	28465	
	Vänster	28466	

Fotplattor (ställbara i vinkel och djup)			
Benstödsbredd	Sida	Artnr	
350mm	Höger	95016	
	Vänster	95026	
380mm	Höger	95017	
	Vänster	95027	
400mm	Höger	95018	
	Vänster	95028	
430mm	Höger	95019	
	Vänster	95029	
450mm	Höger	95020	
	Vänster	95030	
500mm	Höger	95022	
	Vänster	95032	
550mm	Höger	95024	
	Vänster	95034	

Amputationsbenstöd (ställbara i vinkel, höjd och djup)			
Benstödsbredd	Sida	Artnr	
350mm	Höger	22152	
	Vänster	22160	
380mm	Höger	22153	
	Vänster	22161	
400mm	Höger	22154	
	Vänster	22162	
430mm	Höger	22155	
	Vänster	22163	
450mm	Höger	22156	
	Vänster	22164	
500mm	Höger	22157	
	Vänster	22165	
550mm	Höger	22158	
	Vänster	22166	

Benstöd

Hel Fotplatta (ställbara i vinkel)				Polstring hel fotplatta			Fotlåda			
Benstödsbredd	Artnr			Benstödsbredd	Artnr		Benstödsbredd	Artnr		
350mm	25701			350mm	TBA		350mm	23336		
380mm	25702			380mm	TBA		380mm	23337		
400mm	25703			400mm	TBA		400mm	23338		
430mm	25704			430mm	TBA		430mm	23339		
450mm	25705			450mm	TBA		450mm	23340		
500mm	25706			500mm	TBA		500mm	23341		
550mm	25707			550mm	TBA		550mm	23342		

Vadplattor (ställbara i djup)				Vadplattor (ställbara i djup, undanfällbara)				Polstring till Vadplattor 3D				
Benstödsbredd		Artnr		Benstödsbredd		Sida	Artnr		Benstödsbredd	Artnr		
350mm		27964		350mm		Höger	26541		350mm		41617	
		27964				Vänster	26542				41617	
380-400mm		27965		380-400mm		Höger	26545		380-400mm		41618	
		27965				Vänster	26546				41618	
430-450mm		27966		430-450mm		Höger	26549		430-450mm		41619	
		27966				Vänster	26550				41619	
500mm		27967		500mm		Höger	26551		500mm		41620	
		27967				Vänster	26552				41620	
550mm		27968		550mm		Höger	26553		550mm		41621	
		27968				Vänster	26554				41621	
									för fästet		21745	

Benstöd Grandis - extra stabila benstöd med lyfthandtag

Benstödsfästen Grandis				
	Artikel	Sida	Artnr	
	Benstödsfäste - krävs för grandis benstöd	Höger	94211	
		Vänster	94212	

Benstödsöverdel Grandis				
	Artikel	Sida	Artnr	
	Vinkelfast (kan ställas i fasta vinklar)	Höger	89862	
		Vänster	89863	
	Vinkelställbara längdkompenserande	Höger	88671	
		Vänster	88672	
	Vinklingsbegränsare ställbart för 88671	Höger	85977	
	Vinklingsbegränsare ställbart för 88672	Vänster	85977	



Benstöd Grandis

Fotplattor till Grandis (ställbara i vinkel och djup)			
Benstödsbredd	Sida	Artnr	
350mm	Höger	85912	
	Vänster	85920	
380mm	Höger	85913	
	Vänster	85921	
400mm	Höger	85914	
	Vänster	85922	
430mm	Höger	85915	
	Vänster	85923	
450mm	Höger	85916	
	Vänster	85924	
500mm	Höger	85917	
	Vänster	85925	

Amputationsbenstöd			
Benstödsbredd	Sida	Artnr	
Överdelar	Höger	87231	
	Vänster	87232	
Platta 350mm	Höger	89519	
	Vänster	89519	
Platta 380-400mm	Höger	89520	
	Vänster	89520	
Platta 430-450mm	Höger	89521	
	Vänster	89521	
Platta 500mm	Höger	89522	
	Vänster	89522	
Platta 550mm	Höger	89523	
	Vänster	89523	
Polster 3D	Höger	89527	
	Vänster	89527	
Polster EasyCare	Höger	89528	
	Vänster	89528	

Vadplattor till Grandis			
Benstödsbredd	Artnr		
350mm	85680		
	85680		
380-400mm	85681		
	85681		
430-450mm	88634		
	88634		
500mm	88635		
	88635		
550mm	88636		
	88636		

Överdrag vadplatta 3D			
Benstödsbredd	Artnr		
350mm	85074		
	85074		
380-400mm	85075		
	85075		
430-450mm	88650		
	88650		
500mm	88651		
	88651		
550mm	88652		
	88652		

Överdrag vad- platta EasyCare			
Benstödsbredd	Artnr		
350mm	88624		
	88624		
380-400mm	88625		
	88625		
430-450mm	88654		
	88654		
500mm	88655		
	88655		
550mm	88656		
	88656		

Hel Fotplatta (ställbara i vinkel)			
Benstödsbredd	Artnr		
350mm	89272		
380mm	89273		
400mm	89274		
430mm	89275		
450mm	89276		
500mm	89277		
550mm	89278		

Fotlåda			
Benstödsbredd	Artnr		
350mm	90411		
380mm	90412		
400mm	90413		
430mm	90414		
450mm	90415		
500mm	90416		
550mm	90417		

Tillbehör Benstöd

Vristsele			
	Artnr	Artikel	
	45025	Vristsele S (17-20cm)	
	45026	Vristsele M (19-23cm)	
	45027	Vristsele L (22-29cm)	
	45028	Vristsele XL (28-33cm)	
	88658	Fäste för vristsele Grandis	
Vadband			
	Artnr	Artikel	
	21293	Vadband S	
	45019	Vadband M (bredd 35-48cm höjd 21cm)	
	45020	Vadband L (bredd 48-55cm höjd 23cm)	

Hälband			
Benstödsbredd	Sida	Artnr	
350mm	Höger	87525	
	Vänster	87525	
380mm	Höger	87526	
	Vänster	87526	
400mm	Höger	87527	
	Vänster	87527	
430mm	Höger	87528	
	Vänster	87528	
450mm	Höger	87529	
	Vänster	87529	
500mm	Höger	87530	
	Vänster	87530	
550mm	Höger	87531	
	Vänster	87531	

	40880	Huvudstöd A Böjd 3D-tyg	
	28382	Huvudstöd A Böjd EasyCare	
	82566	Huvudstöd A Böjd med pannband 3D-tyg	
	44970	Huvudstöd A Böjd med pannband EasyCare	
	40881	Huvudstöd B Litet 3D-tyg	
	28383	Huvudstöd B Litet EasyCare	
	40882	Huvudstöd C Platt stort 3D-tyg	
	27556	Huvudstöd C Platt stort EasyCare	
	81024	Huvudstöd D Sluttande 3D-tyg	
	82986	Huvudstöd D Sluttande EasyCare	
	94238	Huvudstöd E Med justerbara sidostöd 3D-tyg	
	94033	Huvudstöd E Med justerbara sidostöd EasyCare	
	84570	Huvudstöd F Med kindstöd 3D-tyg	
	85258	Huvudstöd F Med kindstöd EasyCare	
	45366	Savant huvudstöd, 3-stegsstöd. Strl <i>small</i> (höjd 130mm) Horisontalstag, 250 mm Vertikalstag, 350 mm Fäste	
	45370		
	41402		
	23005		
	45367	Savant huvudstöd, 3-stegsstöd. Strl <i>vuxen</i> (höjd 150mm) Horisontalstag, 250 mm Vertikalstag, 350 mm Fäste	
	45370		
	41402		
	23005		
	45365	Savant huvudstöd, 3-stegsstöd. Strl <i>barn</i> (höjd 120mm) Horisontalstag, 250 mm Vertikalstag, 350 mm Fäste	
	45370		
	41402		
	23005		
	45368	Axion huvudstödsskena för kontrollerad sidorörelse 60°	
	45378	Axion huvudstödsskena för kontrollerad sidorörelse 90°	

Tillbehör Huvudstöd

	41403	500mm vertikalstag för extra höjd (std är 350mm)	
	20318	250mm horisontalstag för extra djup (std är 150mm)	
	20372	380mm horisontalstag för extra djup (std är 150mm)	
	40883	Hygienöverdrag i 3D-tyg för huvudstöd A	
	27554	Hygienöverdrag i EasyCover för huvudstöd A	
	40884	Hygienöverdrag i 3D-tyg för huvudstöd B	
	27555	Hygienöverdrag i EasyCover för huvudstöd B	
	40885	Hygienöverdrag i 3D-tyg för huvudstöd C	
	27556	Hygienöverdrag i EasyCover för huvudstöd C	
	45369	150mm horisontalstag för montering av huvudstöd A-F på Axion huvudstödskskena (kräver huvudstöd, axion huvudstödskskena samt axionadapter)	
	45370	250mm horisontalstag för montering av huvudstöd A-F på Axion huvudstödskskena (kräver huvudstöd, axion huvudstödskskena samt axionadapter)	
	89558	Axionadapter för huvudstöd A-F mot axionskena (kräver horisontalstag, huvudstöd samt axionskena)	

Hållare för syrgas och medicinsk utrustning

	H-200222	Fäste för syrgaskorg mot 22mm rör	
	H-200301	Slitsfäste för syrgaskorg	
	H-200525	Syrgaskorg 2,5L	
	H-200520	Syrgaskorg 2L OTM2	
	H-200550	Syrgaskorg 5 Liter	
	H-200570	Syrgaskorg Air Liquide	
	H-200560	Syrgaskorg för stroller flytande syrgasbehållare	
	94283	Universalhylla för sb 400mm inkl tippskydd	
	94284	Universalhylla för sb 450mm inkl tippskydd	
	94285	Universalhylla för sb 500mm inkl tippskydd	
	41987	Multistativ/Droppställning	

Bord & Tillbehör

	28121	Bord Universal för armstödsbredd 35-43 cm	
	28122	Bord Universal för armstödsbredd 45-50 cm	
	21610	Bord Universal för armstödsbredd 55 cm	
	15100	Bord förstärkt för armstödsbredd 35-43 cm	
	15101	Bord förstärkt för armstödsbredd 43-50 cm	
	15124	Bord förstärkt med djupinställningslås för armstödsbredd 35-43 cm	
	15125	Bord förstärkt med djupinställningslås för armstödsbredd 43-50 cm	
	15140	Bord förstärkt sidosvängbart med djupinställningslås för armstödsbredd 35-43 cm	
	15141	Bord förstärkt sidosvängbart med djupinställningslås för armstödsbredd 43-50 cm	
	15042	Armstödsdyna höger till bord litet 35-43cm	
	15043	Armstödsdyna vänster till bord litet 35-43cm	
	15040	Armstödsdyna höger till bord stort sb 45-55cm	
	15041	Armstödsdyna vänster till bord stort sb 45-55cm	
	93930	Halvbord konstläder höger	
	93931	Halvbord konstläder vänster	

Dynamiska benstöd



	82856	Benstödsöverdel Dynamisk Höger	
	82857	Benstödsöverdel Dynamisk Vänster	
	82880	Hel fotplatta med 300mm justerrör för benstödsbredd 35cm	
	82881	Hel fotplatta med 300mm justerrör för benstödsbredd 38-40cm	
	82882	Hel fotplatta med 300mm justerrör för benstödsbredd 43-45cm	
	82883	Hel fotplatta med 300mm justerrör för benstödsbredd 50cm	
	82884	Hel fotplatta med 300mm justerrör för benstödsbredd 55cm	
	82848	Justerrör kort 214mm	
	82848		
	45245	Förstärkt lås till fotplattan	

Dynamiska benstöd

	82862	Vadplatta för benstödsbredd 35cm	
	82862		
	82863	Vadplatta för benstödsbredd 38-40cm	
	82863		
	82864	Vadplatta för benstödsbredd 43-45cm	
	82864		
	82865	Vadplatta för benstödsbredd 50cm	
	82865		
	82866	Vadplatta för benstödsbredd 55cm	
	82866		

Dynamisk rygg



	93971	Handtag för dynamisk funktion	
	90892	Dynamisk ryggcylinder 450N (kräver 93971)	
	90893	Dynamisk ryggcylinder 600N (kräver 93971)	
	90894	Dynamisk ryggcylinder 750N (kräver 93971)	
	85337	Dynamisk ryggcylinder 900N (kräver 93971)	
	85338	Dynamisk ryggcylinder 1000N (kräver 93971)	
	85339	Dynamisk ryggcylinder 1100N (kräver 93971)	
	85340	Dynamisk ryggcylinder 1200N (kräver 93971)	

Guidande tabell över passande ryggcylinder per vikt och sitsbredd				
Observera att värdena är ungefärliga och att varje användare är unik i styrka och form				
Användarvikt	Sitsbredd 35cm	Sitsbredd 40cm	Sitsbredd 45cm	Sitsbredd 50cm
40 kg	450 N			
50 kg	450 N			
60 kg	600 N	600 N		
70 kg	750 N	750 N	750 N	
80 kg	750 N	750 N	900 N	900 N
90 kg	900 N	900 N	900 N	900 N
100 kg		1000 N	1000 N	1000 N
110 kg		1100 N	1100 N	1100 N
120 kg				1200 N
130 kg				1200 N