

SafeDon™ Hygiensystem Skyddshuv



Ett extra skydd för handskboxarna som är lätt att rengöra och desinficera

SafeDon™ Hygiensystem reducerar risken för smittspridning

SafeDon™ Hygiensystem för undersökningshandskar

är en ny effektiv lösning för att förhindra smittspridning.

Ett unikt hygiensystem som levererar handskarna individuellt
en och en med manschetten först.

Detta system är tillverkat för minsta möjliga beröring, vilket medför:

- En i taget - Hygiensystemet avger en handske åt gången ner till sista handsken. Detta eliminerar beröring av dispenserns öppning, samt resterande handskar i förpackningen
- Handskarnas mest kritiska ytor -
tummar, fingrar och handflator - vidrörs ej
- Systemet eliminerar oönskade handskar från
att följa med ut vilket reducerar svinn
- Vägghållaren sparar värdefullt utrymme och håller handskarna borta från orena ytor
- När dispensern är placerad i vägghållaren behöver användarna aldrig mer vidröra dispensern
- Det förslutna systemet reducerar luftburen kontaminering på handskarna

Produktinformation

Skyddshuv

Typ: Huv för att skydda dispenserkartongerna från kontaminering

Material: Hipex® G, extruderad Polyetylentereftalatglycol (PET-G)

Materialcertifikat: : EU 10/2011, FDA regulation 21 CFR 177.13.15,

EU regulation 2018/213, 2018/79, 1935/2004 EU 2023/2006,

80/590/EEC, 89/109/EEC, 2008/60/EC, 2008/84/EC, 95/45/EC


Mått (mm): D 142, H 160, L 382

Tjocklek: 3 mm

Vikt: 0,65 kg

Färg: Transparent

Tillverkning: Svensktillverkad



Skyddshuv
- extra skydd
- lätt att rengöra
& desinficera



Skyddshuv

Huven är tänkt som ett extra skydd för SafeDon™ dispenserboxar. Genom att täcka boxarna skyddas även ytermaterialet från kontaminering. Huven är dessutom lätt att rengöra och desinficera och är tillverkad av PET-G, som är ett tåligt och svårantändligt material med goda optiska egenskaper.

Rengöring

Torkas av med i vården förekommande rengörings- och desinfektionsmedel.

TÅL EJ MASKINDISK!

Artikelnummer	Beskrivning	Förpackning
3821431603	Skyddshuv transparent för 3 dispenser SafeDon™ Hygiensystem	1 st