

Axkid NEXTKID Reha

Individuell passform: Perfekt justering genom flexibla sidovingar och huvudstöd. Stolen underlättar vardagen avsevärt tack vare sin låga vikt på endast 8 kg och att den kan användas för barn upp till 150 cm längd.


Utvecklad för stöd i varje detalj

Den erbjuder fyra nivåer av asynkront justerbara sidovingar samt ett separat justerbart huvudstöd som anpassar sig perfekt efter barnets tillväxt. Det omfattande tillbehörsutbudet, inklusive en vridplatta, förbättrar hanteringen till exempel för längre och tyngre barn. Dessutom säkerställer det justerbara ryggstödet och de åtta huvudstödspositionerna en perfekt passform oavsett barnets ålder eller storlek.


Anpassningsbar bas

Den innovativa högteknologiska basen utan SEATFIX utökar bilbarnstolen med en rad funktioner såsom vridbar bas, tiltplatta eller en kombination av båda. Denna flexibilitet möjliggör enkel anpassning och ökar både komforten och säkerheten för barnet.







Sidostöd för bålen förbättrar stödet för överkroppen och ger optimalt stöd genom att fästas exakt på velourvadderingen.



Sidovingarna är individuellt justerbara och anpassar sig efter tillväxt samt säkerställer en optimal sittposition.



Med mjuk kardborryta möjliggörs fastsättning av extra tillbehör för huvudstöd.



Sidovaddering i sätet ger bra stöd särskilt för smala barn.

Mått & vikt	Axkid NEXTKID Reha
Sittdjup (bakom grenremmen)	230 mm
Sittdjup	370 mm
Sittbredd	220 mm - 290 mm
Ryggstödshöjd (insidan av sätet)	750 mm
Axelhöjd (seleguide)	330 - 510 mm
Axelbredd	360 - 420 mm
Sittlutning (med tiltplatta)	2.5° / 5° / 7.5° / 10°
Övergripande mått (B x H x D)	440 x 620 x 480 mm
Vikt på sitsen	8.5 kg
Användarens längd	100 - 150 cm
Maximal användarvikt	50 kg