

Axkid One 3 Reha

Den ultimata ISOFIX-bilbarnstolen som gör det möjligt för barn att sitta bakåtvänt upp till en längd på 125 cm. Den sätter en ny standard för rehab-bilbarnstolar och bidrar med både säkerhet och flexibilitet i familjers vardag.

Smart teknik för trygg montering

Tack vare sin innovativa teknik skyddar stolen särskilt barnets huvud och nacke samtidigt som den erbjuder en snabb och säker installation på bara 30 sekunder – utan behov av komplicerade bälteslösningar. Detta minskar risken för farliga användarfel såsom felaktig bältesdragning, tvinnade bälten eller bälten som inte sitter korrekt när man byter mellan olika bilar.

Förutom säkerhetsaspekten ger den automatiska rebound-bågen extra benutrymme och möjliggör en enkel installation på under 30 sekunder.

Maximal säkerhet – extra lång bakåtvänd åkning

Den bakåtvända positionen hjälper till att minska belastningen på ryggraden när huvudet kastas framåt vid en frontalkollision. Den kraftabsorberande tekniken i nackstödet skyddar barnets känsliga huvud och nacke vid en kollision. När barnet sitter bakåtvänt i bilbarnstolen minskar risken för allvarliga skador med 92 procent.



Enkel installation med maximal säkerhet

Axkid ONE 3 Reha är utrustad med ett Easy Installation System med 6 självförklarande installationssteg. Den bakåtvända bilbarnstolen har även en automatisk rebound-båge med inbyggt ljud som meddelar när stolen är i optimalt läge.

Indikator på basen:

Grön: korrekt installerad

Röd: felaktigt installerad

Sidokrocksskydd (ASIP) absorberar energi vid sidokollisioner och kan enkelt monteras på höger eller vänster sida.

Centralt justeringshjul för att ställa in sittvinkeln upp till 42 grader vilket är idealiskt för olika aktiviteter som att leka, vila eller sova.

REHAB-utrustning ingår (abduktionsblock, höftstyrningskuddar, huvudkudde och bålstöd).



Mått & vikt	Axkid ONE 3 Reha
Sittdjup (upp till grenband)	160 mm
Sittdjup (upp till framkant)	280 mm
Sittbredd	210 - 290 mm
Topphöjd	520 - 630 mm
Ryggstödshöjd	300 - 410 mm
Axelhöjd (selguide)	260 - 370 mm
Sittlutning (basmodell)	45° / 65°
Totalmått (B x H x D)	440 x 760 x 540 mm
Sittvikt (basmodell)	9.9 kg
Användarens längd	61 - 125 cm
Max användarvikt	23 kg