

EASyS Advantage

En avancerad sittvagn med alla tillbehör och inställningsmöjligheter som behövs för att kunna ge barn med speciella behov en riktigt bra sittkomfort. Sittvagnen är lätt och behändig att köra och enkel att få med i bil.

Säkerhet utan kompromisser

När barn skall åka bil eller buss sitter barn säkrast i en bilbarnstol. En del barn har ont och ibland finns varken möjlighet eller tid för att flytta barnet från sittvagn till bilbarnstol. EASyS Advantage är därför i standardutförande utrustad med transportfästen så att färden alltid blir så säker som möjligt.

EASyS Advantage är krocktestad och godkänd så att ditt barn kan tryggt sitta bältad kvar i sittvagnen under färd med bil eller buss ihop med fordonets trepunktsbälte.

Patenterat säkerhetssystem

EASyS Advantage är utrustad med säkerhetssystemet "Balance safety system". En patenterad uppfinning som minimerar tipprisk då ryggstödet lutar bakåt.

Extra långt ryggstöd

Tack vare möjligheten att förlänga ryggstödet, sänka fotplattan, bredda sits och sittdjup kan EASyS Advantage justeras in och passa perfekt under lång tid.



Tillbehör:

Abduktionsblock
 Bålstöd
 Fjärils/brösthäls
 Fotremmar
 Grensele
 Höftbälte
 Parasoll
 Polstring till chassiram
 Säkerhetsbåge
 Huvud/nackstöd
 Höftstöd
 Långa sidostöd
 Väst
 Bord
 Åkpåse



	Storlek 1	Storlek 2
Vändbar sättenhet	180°	180°
Mått uppfälld (BxHxD)	600 x 1040 x 1000 mm	705 x 1110 x 1110 mm
Hjul fram	180 mm/7.1"	180 mm/7.1"
Hjul bak	250 mm /10 "	250 mm/10"
Max belastningsvikt	35 kg	40 kg
Vikt sättenhet	9 kg	10,4 kg
Vikt chassi	9,8 kg	10,9 kg
Handtagshöjd	715-1170 mm	715-1170 mm
Mått ihopfälld (BxHxD)	600 x 500 x 880 mm	680 x 520 x 990 mm
Sittdjup	190 – 300 mm	270 – 380 mm
Sittbredd	190 -310 mm	250 – 370 mm
Ryggstödshöjd	415 – 680 mm	550 – 740 mm
Fotstödshöjd	175 – 290 mm	210 – 370 mm
Fotvinkel	78° – 100°	78° – 100°
Knävinkel	90° – 180°	90° – 180°
Höftvinkel	90° – 180°	90° – 180°
Vinkling av sättenhet	-10° till +35°	-10° till + 35°