

EASyS Advantage S

Med de viktigaste och mest nödvändiga anpassningsmöjligheterna är EASyS Advantage S en rehabiliteringsvagn som lämpar sig väl för standardanvändning. Sittkomforten är god vilket gör den till en lämplig följeslagare även för längre sträckor.

Flexibel och individuell anpassning

Denna rehabiliteringsvagn erbjuder många möjligheter för individuell och terapeutisk anpassning.

Ryggstödet kan justeras upp till 130° för vila och sittvinkeln går att anpassa. Separation mellan sittdel och chassi kan enkelt göras med ett handgrepp vilket också gör monteringen av sittdelen smidig.

Ergonomi och funktion i vardagen

Det går snabbt att ändra sittdelens riktning antingen mot färdriktningen eller ansikte-mot-ansikte. De funktionella delarna som är markerade med rött är enkla och snabba att hantera.

För extra komfort finns en tillhörande sittdyna och ett praktiskt brickbord samt förvaringsutrymme under sitsen gör vagnen både flexibel och funktionell i vardagen.





Snabb enhandjustering av sittvinkeln för att avlasta hållmuskler och ryggrad.



Låsbara svängbara hjul framtill.



Bekväm bakbroms som är enkel att använda och tydligt markerad.



Viloläge justerbart upp till 130° om sittande på höger sida blir för ansträngande.

	Storlek 1	Storlek 2
Sittdjup	190 - 300 mm	270 - 380 mm
Sittbredd	190 - 310 mm	250 - 370 mm
Sitthöjd	470 mm	460 mm
Ryggstödshöjd	415 - 680 mm	550 - 740 mm
Underbenslängd	175 - 290 mm	210 - 370 mm
Höftvinkel	90° to 140°	90° to 140°
Knävinkel	90° to 180°	90° to 180°
Fotvinkel	78° to 100°	78° to 100°
Sittdelens svängområde	180°	180°
Storlek på höftstöd (B x D)	230 x 120 mm	300 x 150 mm
Storlek på fotstöd (B x D)	280 x 180 mm	320 x 210 mm
Vikt på sittdelen	8.5 kg	9.8 kg
Maximal användarvikt för sittdelen	35 kg	40 kg
	A1 chassi	A2 chassi
Sittdelens tilt i köräge	-10° to +35°	-10° to +35°
Sittdelens tilt i ansikte-mot-ansikte-läge	-10° to +35°	-10° to +35°
Handtags-/skjutstångshöjd	715 - 1170 mm	715 - 1170 mm
Hjulstorlek svängbara hjul (fram)	180 mm	180 mm
Hjulstorlek (bak)	250 mm	250 mm
Chassivikt	9.8 kg	10.9 kg
Maximal lastkapacitet för korgen	5 kg	5 kg
Maximal lastkapacitet (inklusive sittdel)	50 kg	55 kg
Vagn	Storlek 1	Storlek 2
Totala mått (L x B x H)	995 x 595 x 1140 mm	1070 x 690 x 1200 mm
Mått när hopfäld (L x B x H)	820 x 595 x 640 mm	860 x 690 x 750 mm