

Flux är en bakåtvänd rollator för barn, ungdomar och vuxna. Den ger stöd vid gångträning och bidrar till en god hållning. Flux är stabil och enkel att hantera samt kan utrustas med flera olika tillbehör för att ge det stöd som behövs.

Smidig sulky med fjädrande komfort och enkel hopfällning

Rollatorn Flux används bakom personen som behöver ett stabilt gåstöd. Bättre hållning är en av många fördelar med en "bakåtvänd" rollator.

Rollator Flux har fyra kraftiga massiva hjul som passar väl både inne och ute på plant och torrt underlag. Riktningsspärr, släpbroms och bakåtbroms ingår i standardutförande.

Ökad trygghet med smarta tillbehör

Tillbehören höftstöd, hand- och parkeringsbroms och tippstöd rekommenderas för ökad trygghet och säkerhet.

Obs! Tillbehöret handtagsbroms kan inte monteras ihop med släpbroms på Flux storlek 4.



Flux 4



Flux 1



Flux 2



Flux 3

Trygg balans med dynamiskt stöd

Det dynamiska stödet sätts fast runt bålen och ger användaren friheten att kunna släppa handtaget för att träna eller testa balansen samtidigt som rollatorn finns där som stöd och säkerhet.



Tillbehör:

Underarmsstöd med handtag

Avbärarhjul

Släpbroms

Hand- och parkeringsbroms

Tippstöd

Sits, uppfällbar

Höftstöd, justerbar

Dynamiskt stöd

Pakethållare

Korg

Riktningsspärr



Modell (mått i mm)	Flux 1	Flux 2	Flux 3	Flux 4
Färg	Röd	Mörkblå	Havsblå	Grå
Total längd	650	810	880	900
Total bredd	640	690	740	780
Fram / bakhjul diameter	150/200	150/200	150/200	200/300
Sitthöjd sadel Sitthöjd sadel	370	440	540	600
Max brukarbelastning (kg)	60	75	75	100
Vikt (kg)	6,5	6,8	7,1	9,0
Handtag standard				
Höjd	480-610	570-810	690-870	820-1020
Bredd*	410	460	510	510
Universalhandtag:				
Höjd	430-680	510-880	620-950	750-1020
Bredd*	290-410	340-460	390-510	390-510
Underarmsstöd med handtag:				

* Bredd mellan handtagens mitt.