

Hercules Prime R129

Modulär rehabiliteringsbilbarnstol som växer med användaren över lång tid.

Utvecklad för växande behov och ökat stöd

Hercules Prime R129 kommer till sin rätt när en rehabiliteringsbilbarnstol har blivit för liten eller när mer stöd behövs vid sittande i bilen. Som en modulär positioneringsstol som växer med användaren erbjuder den de välkända funktionerna hos en rehab-bilbarnstol och kan anpassas mycket individuellt tack vare ett brett utbud av tillbehör som följer med i takt med användarens utveckling.

Maximal flexibilitet i både användning och förvaring

Med en steglös höjjustering av ryggstödet på 25 cm kan stolen anpassas kontinuerligt efter användarens tillväxt. Huvudet får stöd i en optimal position. Det breda utbudet av tillbehör som växer med användaren möjliggör en lång användningstid.

Den stora positioneringsstolen kan snabbt fällas ihop till en liten och smidig storlek i några enkla steg. Detta underlättar inte bara installationen i fordonet utan gör också att stolen enkelt kan transporteras i mindre bilar och förvaras platsbesparande.





Mjuka axelvadderingar ger extra stöd och en bra sittposition under resan – rätt bandlängd justeras snabbt med de två spännena.



Ryggvinkeln kan justeras i ryggstödet i två enkla steg – helt utan verktyg och endast med det röda snabbspännet.



Axelremmarna kan klickas i separat i snabbspännet vilket gör fastspänningen enklare för vårdgivare.

Mått & vikt	Hercules Prime R129
Sittdjup	400 – 480 mm
Sittbredd	380 mm
Ryggstödshöjd (insidan av sätet)	550 – 800 mm
Ryggbredd (säte)	450 mm
Axelhöjd (bältesguide)	380 – 600 mm
Axelbredd (med axelguide)	450 mm
Ryggvinkel (max.)	135°
Sittlutning (grundmodell)	0°
(med tiltplatta 10°)	0° / 2.5° / 5° / 7.5° / 10°
(med tiltplatta 20°)	10° / 12.5° / 15° / 17.5° / 20°
Underbenslängd (med fotstöd)	170 – 430 mm
Höjd på sidostöd för bål (övre kant)	200 – 450 mm
Avstånd mellan sidostöd för bål (max.)	410 mm
Max. totala mått (B x H x D)	520 x 880 x 430 mm
Min. hopfälda mått (B x H x D)	550 x 210 x 600 mm
Vikt på sitsen (basmodell)	12.3 kg
Användarens kroppslängd	130 – 180 cm
Maximal användarvikt	80 kg