

Meywalk® 4

Gåstolen för en säker gång

Meywalk® 4 är en modern gåstol för barn, ungdomar och vuxna. Den har utvecklats utifrån önskemål från både användare och vårdpersonal och är utrustad med flera genomtänkta funktioner. Gåstolen är främst avsedd för inomhusbruk på plana och släta underlag men kan även användas utomhus på jämn och torr mark.

Stabil, trygg och smidig

Förutom fjädringen i sidorören har Meywalk® 4 en dynamisk sadel som fjädrar mjukt i sidled och följer bäckenets naturliga rörelser vid gång. Sittdelens tilt-funktion gör det möjligt att vinkla gåstolen efter användarens kroppshållning vilket ger en mer naturlig och ergonomisk gångrörelse.

Den stabila ramen, de stora bakhjulen och de lättmanövrerade länkhjulen fram gör gåstolen både stabil, trygg och smidig att använda. För extra säkerhet är bakåtspär, riktningsspär och släpbroms inkluderade i standardutförandet.

Bålstödsring och fjädrar ingår också som standard. Vid beställning anges önskad storlek på bålstödsringen samt färg på fjädrarna som är anpassad efter användarens vikt.



Large

Slitstark och tålig

Alla ramdelar är tillverkade av stål vilket ger en stabil och hållbar konstruktion.

Den pulverlackerade ytan gör ramen extra slitstark och motståndskraftig mot slitage. Bålstödsringen och handbygeln är vadderade med skumgummirör av polyuretan (PUR) som är mjuka, behagliga och enkla att rengöra.

Meywalk® 4 i storlekarna Medium och Large är testad och godkänd för användare upp till 130 kg.

Tillbehör:

Bendelare
Höjdreduceringsbeslag
Bord
Fotskyddsskenor
Magplatta
Höftstöd
Tippstöd
Limpsadel



Small



Medium

	Small	Medium	Large
Artikelnummer	13000	11200	11250
Längd	850 mm	860 mm	980 mm
Bredd	620 mm	620 mm	660 mm
Sadelhöjd	440-670 mm	600-840 mm	800-1040 mm
Bålstödshöjd	740-990 mm	1010-1330 mm	1200-1520 mm
Bakhjul	275 x 40 mm	275 x 40 mm	275 x 40 mm
Framhjula	150 x 32 mm	200 x 30 mm	200 x 30 mm
Max belastning	100 kg	130 kg	130 kg
Vikt	25 kg	32 kg	34 kg
Ramfärg	Grön	Röd/Silver	Svart/Silver