

Mobile Activity Tray

Ett mobilt aktivitetsbord som ger en stabil och flexibel arbetsyta för olika aktiviteter.

Ergonomisk och lätt att manövrera

Mobile Activity Tray är utformad för att vara både stabil och lätt att manövrera. De ledade hjulen framtill gör det enkelt att styra och förflytta brickan smidigt i önskad riktning samtidigt som de är utrustade med broms som ger extra säkerhet när brickan står stilla.

Bak är brickorna försedda med rakt ställda hjul som bidrar till en stabil och kontrollerad rörelse framåt vilket gör den enkel att använda även i trånga utrymmen. Kombinationen av styrbara framhjul och stabila bakhjul ger en trygg och praktisk lösning för daglig användning.



Två höjdalternativ och flexibel bordsskiva

Mobile Activity Tray finns i två höjder. Storlek 1 kan ställas i höjden 400-540 mm och har en vikt på 11 kg. Storlek 2 kan ställas i höjden 500-700 mm mätt från golv till bordsytan och har en vikt på 13 kg. Bordsskivan kan vinklas så att användaren får en bra understödsyta för armarna.



	Storlek 1	Storlek 2
Artikelnummer	65000109	65000309
Mobile Activity Tray	Lågt	Högt
Basytan	710 x 510 mm	710 x 510 mm
Bordshöjd (Min / Max)	400 – 540 mm	500 – 700 mm
Vikt	11 kg	13 kg