

Modular S

En avancerad sittvagn för både små och stora barn som behöver extra stöd och komfort. Mer huvudstöd och större rörelsefrihet för en aktiv dag.

Dynamiskt stöd för överkropp och benpositionering

Det multidimensionellt justerbara huvudstödet kan anpassas individuellt efter barnet och ger ett säkert och stabilt stöd i optimal position. Detta skapar ökad rörelsefrihet för överkropp och armar samtidigt som barnet får en stabil sittställning som underlättar upplevelsen av sin omgivning.

Tillsammans med det steglöst justerbara fotstödet kan positionen enkelt anpassas efter individuella behov vilket förbättrar både komfort och funktion i vardagen.

Flexibelt sittstöd för individuella behov

De laterala höft- och armstöden följer kroppen nära och bidrar till en avslappnad och trygg sittställning samtidigt som de kan justeras i höjd och djup för optimal anpassning.

Lösningen är avsedd för barn inom GMFCS-nivå III–V och kombinerar stabilt stöd med så stor rörelsefrihet som möjligt. Den korta ryggen och det justerbara huvudstödet ger god anpassning och stöd medan flera inställningsmöjligheter skapar förutsättningar för komfort, positionering och delaktighet i vardagen.



Tillbehör:

Medicinbricka
 Polstring till chassiram
 Bälten
 Väst
 Fjärils/brösthälte
 Parasoll
 Grensele
 Huvud/Nackstöd
 Långa sidostöd
 Bord
 Abduktionsblock
 Säkerhetsbåge
 Fotremmar
 Åkpåse sommar
 Åkpåse vinter
 Bålstöd
 Transparent regnskydd



Mjukt rundade sidoskydd som är ställbara i höjd och djup ger bra armstöd.



Vinkla sitsenheten steglöst.



Vänd sitsen 180° så att du kan ha ögonkontakt med ditt barn.

Mått och vikter – sittdel	Storlek 1	Storlek 2
Sittdjup	160 - 305 mm	240 - 380 mm
Sittbredd	190 - 280 mm	250 - 345 mm
Ryggstödet höjd (utan nackstöd)	260 - 420 mm	320 - 520 mm
Underbenslängd	175 - 300 mm	220 - 365 mm
Höftvinkel	90° - 140°	90°
Knäsvinkel	90° - 180°	90° till 180°
Fotvinkel	78° - 100°	78° till 100°
Sitsens vridområde	180°	180°
Fixerad tiltvinkel för sits (körriktning)	-10° till +35°	-10° till +35°
Fixerad tiltvinkel för sits (vänd mot vårdare)	0° till +35°	0° till +35°
Storlek på höftstöd (b x h)	210 x 100 mm	290 x 120 mm
Fotplattans storlek (b x d)	290 x 180 mm	330 x 210 mm
Totalbredd	595 mm	690 mm
Yttermått (l x b x h)	995 x 595 x 1140 mm	1070 x 690 x 1200 mm
Höfthållda mått (l x b x h)	850 x 595 x 600 mm	810 x 690 x 690 mm
Vikt (sits)	8,8 kg	11 kg
Max. användarvikt (sits)	35 kg	40 kg
Mått och vikter – chassi	Storlek 1	Storlek 2
Fixerad tiltvinkel för sits (i körriktningen)	-10° till +35°	-10° till +35°
Fixerad tiltvinkel för sits (vänd mot vårdare)	-10° till +35°	-10° till +35°
Skjutbygeln höjd	715 - 1170 mm	715 - 1170 mm
Hjulstorlek svängbara hjul (fram)	180 mm	180 mm
Hjulstorlek (bak)	250 mm	250 mm
Vikt (chassi)	9.8 kg	10.9 kg
Max belastning (korg)	5 kg	5 kg
Max belastning (inkl. sits)	50 kg	55 kg