

# Recaro Axion Reha

Stolen som anpassar sig efter varje barns individuella behov. Den förbättrar rörlighet och perception samtidigt som den säkerställer maximal säkerhet. Stolen är särskilt utvecklad för barn med en längd på 100–150 cm och en vikt upp till 50 kg.

## Utvecklad för individuell anpassning och säkerhet

Med sitt innovativa sidokollisionsskydd, individuellt justerbara kuddar och styrande element samt en ergonomisk sitsdesign ger den inte bara optimalt stöd utan också en känsla av trygghet och komfort.

Den är enkel att använda, flexibel i vardagen och tillverkad enligt högsta kvalitetsstandarder så att varje resa förblir säker och avslappnad.


RECARO Axion 1 Reha erbjuder individuellt anpassat stöd med huvud-, bröst-, sido- och benkuddar samt abduktionsstöd som kan justeras flexibelt för att ge optimalt stöd. För en mer upplevelserik resa finns ett integrerat ljudsystem med högtalare i sidopanelerna.



## Trygg vardagsanvändning med fokus på hygien och flexibilitet

Tack vare ISOFIX-fästet kan stolen installeras snabbt och säkert i bilen vilket gör den både enkel och trygg i vardagen.


Ett extra huvudstöd ger stabilt och säkert stöd för mindre barns huvuden och kan enkelt tas bort i takt med att barnet växer. Överdragen är avtagbara och tvättbara samt OEKO-TEX®-certifierade vilket bidrar till en hygienisk och bekväm sittupplevelse.



Innovativ trapetsformad design ger ökad stabilitet och effektiv kraftabsorption.



Integrerad 5-punktssele för optimal justering av barnets sittposition.



Ljudsystem i sidopanelerna så att högtalarmagneten inte kommer för nära huvudet.



Ergonomiskt och höjdjusterbart huvudstöd som växer steg för steg tillsammans med barnet.

| Mått & vikt                             | Recaro Axion 1 Reha    |
|-----------------------------------------|------------------------|
| <b>Sittdjup</b> (bakom grenremmen)      | 220 mm                 |
| <b>Sittdjup</b> (från framkant)         | 340 mm                 |
| <b>Sittbredd</b>                        | 270 mm                 |
| <b>Ryggstödshöjd</b> (insidan av sätet) | 550 - 750 mm           |
| <b>Axelhöjd</b> (seleguide)             | 340 - 540 mm           |
| <b>Axelbredd</b>                        | 350 mm                 |
| <b>Sittlutning</b> (med tiltplatta)     | 2,5° / 5° / 7,5° / 10° |
| <b>Övergripande mått</b> (B x H x D)    | 520 x 630 x 390 mm     |
| <b>Vikt på stolen</b> (basmodell)       | 6 kg                   |
| <b>Användarens längd</b>                | 100 - 150 cm           |
| <b>Maximal användarvikt</b>             | 50 kg                  |