

SWIFTY 3

En bekväm och enkel sulky

Swiftly 3 har särskilt utformats för användare med en längd på 150–175 cm och en kroppsvikt på 50–82 kg. Sulkyn kombinerar praktisk användning i vardagen med ergonomisk innovation och kompakt design.

Kompakt design med ergonomiskt stöd

Hopfällningssystemet är intuitiv och enkel att använda vilket gör den idealisk för daglig användning. När stolen inte används eller vid placering vid bord kan den enkelt göras kompakt för att spara utrymme.

Tack vare förbättrad positionering får användaren optimalt stöd för huvud, bål och ben vilket bidrar till en anatomiskt korrekt sittställning.

Smarta funktioner för trygg och användarvänlig vardag

Stolen är förberedd för tillbehör genom ett smart stoppningskoncept där baksidan hålls öppen och framsidan ger enkel åtkomst för montering.

Det nya dynsystemet kan tvättas i upp till 60 °C och är enkelt att ta av, vilket gör det både hygieniskt och användarvänligt.

Den stiftlåsta bromsen ger ett säkert grepp med minimal ansträngning. Produkten är krocktestad för att säkerställa maximal säkerhet för alla passagerare.



SWIFTY 3	
Lårlängd / sittdjup (med sittminimerare)	370 (310 mm) - 460 mm
Sittbredd (med sittminimerare)	410 mm (330 mm)
Rygghöjd	680 - 830 mm
Underbenslängd	250 mm - 450 mm
Höftvinkel	90° till 115°
Knäinkel	90° / 108° / 126° / 144° / 162° / 180°
Fixerad tiltvinkel för sits	+7,2°
Fotvinkel	90°
Fotstöds storlek (B x D)	295 x 230 mm
Höjd på körbåge	790- 1160 mm
Framhjul, svängbart (storlek / bredd)	190 mm / 50 mm
Bakhjul, plug-in (storlek / bredd)	310 mm / 55 mm
Vikt	24,5 kg
Totalmått (L x B x H)	1130 x 690 x 1190 mm
Max. lastkapacitet korg/väska (tillbehör)	5 kg
Mått hopfälld (L x B x H)	600 x 690 x 900 mm
Max. användarhöjd	175 cm
Max. användarvikt	82 kg