

SWIFTY 1 och 2

En bekväm och enkel sulky

Swiftly är en lättanvänd sittvagn för barn och ungdomar med funktionsvariationer som behöver sitta bekvämt och säkert vid förflyttning. Vagnen fungerar lika bra för promenader på ojämnt underlag som i stadsmiljö.

Två storlekar, många möjligheter

Swiftly finns i två storlekar och är tillverkad för att kunna användas av barn och ungdomar som behöver hjälp vid förflyttning.

Lättkörd och stilren design

Sulkyn är mycket mångsidig tack vare sin låga vikt och de ledade länkhjulen som gör den smidig att manövrera. Sittdelen och chassit är sammanbyggda till en enhet vilket gör att Swiftly är enkel att fälla ihop och ta med i bilen eller på resor.

Den justerbara ryggvinkeln, det generösa sittdjupet och den ställbara fotplattan gör det lätt att anpassa sittpositionen efter barnets behov. Med de många tillbehören som selar och bälten får barnet en bekväm och trygg sittkomfort.

Standardutförande

Sulkyn levereras med fastmonterad sittdel och chassi, klädsel och korg. Den är utrustad med H-bälte, massiva hjul med ledade länkhjul, justerbart körhandtag samt ställbar fotplatta. Riktningsspärr på länkhjulen ingår i standardutförandet.



Tillbehör:

Abduktionsblock
 Avsmalningsdynor
 Bord, transparent
 Bålstöd, mjukt med bälte
 Bålstöd, standard
 Fjärils/bröstbälte
 Fjärils/bröstbälte, flexibelt
 Fotremmar
 Gensele
 Huvudskydd
 Höftbälte
 Luftpumpade hjul
 Parasoll
 Polstring till chassiram
 Regncape
 Sittsinsats för mindre barn
 Suflett, huvud- och benskydd mot sol och regn
 Suflett, transparent inkl benskydd
 Säkerhetsbåge, polstring ingår
 Tramprör
 Transparent regnskydd för suflett
 Väst, medium
 Väst, small
 Åkpåse, sommar
 Åkpåse, vinter

Smart klädsel och fotplatta för maximal komfort

Specialvävt tyg med invävda luftkanaler gör att sulkyn är bekväm att sitta i både vid varmt och kallt väder. Klädseln är förberedd med insydda skåror som gör det enkelt att montera olika tillbehör.

Fotplattan är utformad för att släppa igenom smuts, snö samt vatten och hålen gör det enkelt att montera fotremmar anpassade efter varje barns behov. Fotplattan kan justeras i höjd så att den kan placeras högt för mindre barn och sänkas allt eftersom barnet växer.



	SWIFTY 1	SWIFTY 2
Sittdjup	220-285 mm	340 - 400 mm
Sittbredd	240-340 mm (Avsmalningsdynor)	395 mm (se sittbreddsdynor)
Ryggstödshöjd	620 mm	700 mm
Benlängd fotplatta	160-330 mm	210 - 370 mm
Höftvinkel	90-115 °	90-100°
Fotplattans vinkel	90 °	90 °
Fotplatta (B x D)	310 x 180 mm	310 x 200 mm
Fixerad tiltvinkel för sits	+ 15 °	+ 20 °
Totala mått uppfälld (B x H x D)	630 x 980 x 980 mm	670 x 1130 x 980 mm
Totala mått hopfälld (B x H x D)	630 x 380 x 810 mm	670 x 490 x 790 mm
Framhjul	7,1 " / 180 mm	7,1" / 180 mm
Bakhjul	9,8 " / 250 mm	9,8" / 250 mm
Vikt	12,4 kg	18,6 kg
Max belastningsvikt	35 kg	50 kg