

Sitter Seat

Mobil sittlösning

Bekväm sits för barn, ungdomar och vuxna som behöver stöd och hjälp för att kunna sitta själva. Sitsen finns i fem storlekar och monteras enkelt på en vanlig stol eller på någon av de tre underreden som ingår i sittersystemet.

Mobil sittlösning med hög säkerhet och komfort

Sitter Seat kan enkelt monteras på en vanlig stol. I standardutförandet ingår två bälten med spännen som håller stolen i korrekt sittposition. Fäst ett av bältena runt ryggstödet och det andra runt själva sitsen.

Sitsen är utformad för att ge optimalt stöd åt abduktorerne vilket hjälper personen att sitta med benen lätt isär. Sitter Seat-sitsen finns i flera olika färger.

Till Sitter Seat medföljer ett fyrapunktsbälte för bålen samt en grensele med trepunktsbälte vilket säkerställer att individen sitter tryggt och stabilt.



Mobility Base

Underredet Mobility Base är tillverkat helt i trä och har fyra svängbara hjul som gör att den enkelt kan rullas mellan olika rum. Varje hjul kan bromsas individuellt för ökad säkerhet.

När Mobility Base kombineras med sitsen kan denna tiltas med hjälp av kardborrebanden på ryggstödet vilket gör det lätt att hitta en optimal sittposition.



Mobility Base

Stationary Base

Underredet Stationary Base är formad i massivt trä och står stabilt och stadigt tack vare fyra fasta benfötter.

Floor Base

Med underredet Floor Base placeras sitsen nära golvet vilket gör det roligt och lätt för barn att sitta själv och leka tillsammans med andra barn.



Floor Base

	Storlek 1	Storlek 2	Storlek 3	Storlek 4	Storlek 5
Ålder	1 - 2 år	2 - 6 år	6 - 9 år	9 - 14 år	13 år - vuxen
Brukarvikt	9-14 kg	14-27 kg	18-36 kg	23-50 kg	41-91 kg
Sitthöjd	127 mm	114 mm	138 mm		
Sittbredd	200 mm	250 mm	300 mm	350 mm	400 mm
Sittdjup insida	175 mm	240 mm	290 mm	340 mm	40 cm
Ryggbredd insida	200 mm	250 mm	300 mm	350 mm	40 cm
Rygghöjd	525 mm	650 mm	725 mm	875 mm	975 mm
Yttermått mm (BxDxH)	300 x 300 x 625	350 x 350 x 725	406 x 406 x 725	475 x 450 x 953	525 x 500 x 1100
Bälten	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Sitsens vikt	2,7 kg	4,5 kg	6 kg	7 kg	8,6 kg