

THOMASHILFEN Commander

Högst anpassningsbar bilbarnstol för barn med särskilda behov.

Säkerhet och komfort i varje detalj

Thomashilfen Commander klarar alla utmaningar. Som en specialstol för särskilda behov och positionering är den idealisk för mycket individuella lösningar.

Barnen får stöd precis där de behöver det. Särskilt för barn med begränsad kontroll över överkroppen erbjuder de fasta laterala bålstöden extra stöd och stöden har visat sin funktion under många års användning i rehabiliteringsvagnar. Ett stort urval av tillbehör och enkel hantering gör justeringen perfekt.

Bilbarnstol som växer med barnet

Den specialdesignade ryggplattan med kardborre är perfekt för individuella konstruktionslösningar medan de många möjligheterna till bålstöd ger extra stöd för barn som behöver det. Hanteringen är enkel och smidig eftersom 5-punktsbältet justeras automatiskt i takt med att barnet växer.



Komfort och flexibilitet med modulära funktioner

Det integrerade nackstödet har 9 höjdlägen och inkluderar extra vaddering för optimal komfort. Dessutom finns en praktisk mugghållare som kan placeras både på höger och vänster sida.

Stolen kan kompletteras med modulära funktionsplattor med sväng- och/eller tippfunktion samt ett stort urval ytterligare tillbehör vilket gör den flexibel och anpassningsbar efter individuella behov.




7-steps höjjusterbart – enkelt och snabbt att justera och växer steg för steg med ditt barn.



5-punkts positioneringsbälte med centraljusterare som "växer" med barnet utan att bältena behöver träs om.



Specialryggplatta med kardborre är perfekt lämpad för individuella konstruktionslösningar.



Lätt viloläge (+3°) kan enkelt och snabbt justeras direkt på stolen.

Mått & vikt	THOMASHILFEN Commander
Sittdjup	340 mm
Sittbredd, fram (med stöd)	335 mm (220 mm)
Sittbredd, bak (med stöd)	285 mm (170 mm)
Ryggens höjd (sits)	550–750 mm
Axelhöjd (bälte)	250–440 mm
Sitslutning (grundmodell)	3°
Sitslutning (med tippplatta)	5,5° / 11° / 16°
Underbenslängd (fotstöd direkt monterat på adapterplatta)	230–400 mm
Underbenslängd (fotstöd monterat på svängbar bas + tippbar bas)	280–450 mm
Yttre mått (b x h x d)	550 x 650 x 450 mm
Vikt på stolen:	ca 8,5 kg
Maximal bärkapacitet:	15–36 kg