

THOMASHILFEN Major

En rehabiliteringsbilbarnstol för allsidig användning i vardagslivet. Den modulära allroundstolen är utrustad för alla krav på standardmontering och erbjuder de viktigaste justeringsmöjligheterna.

Allround-bilbarnstol för barn med särskilda behov

Med många tillbehör kan stolen anpassas individuellt så att den passar perfekt för både korta och långa vardagsresor. Major har testats och godkänts med kompletta rehabiliteringstillbehör vilket säkerställer maximal säkerhet för barn.

Komplett bas för individuella inställningar

Den unika och modulära kombinationen av SVÄNGBAR BAS och TIPPBAR BAS kan kompletteras med olika tillbehör efter behov. Svängbar bas kan inte användas i bilbarnstolsgrupp I (9–18 kg).


För enkel hantering är frigöringsspaken (draw latch) på den svängbara basen lättåtkomlig. Den kan monteras antingen på vänster eller höger framkant av den svängbara basen.

En adapterplatta krävs ALLTID för att använda tillbehören






Nackstödet är 7-stegs höjdjusterbart – enkelt och snabbt att justera och växer steg för steg tillsammans med barnet.



Axelbälte med 4-vägs höjdjustering för axelhöjder på 255–420 mm.



Mugghållare och avtagbar stor hållare (höger eller vänster) för att ha dryck, snacks och leksaker lättillgängliga.



Seatfix inklusive Seatfix-kontakter för fastsättning av stolen i fordon med lämplig utrustning.

Mått & vikt	THOMASHILFEN Major
Sittdjup	320 mm
Sittbredd, fram (med stöd)	315 mm (215 mm)
Sittbredd, bak (med stöd)	260 mm (190 mm)
Ryggens höjd (sits)	620–740 mm
Axelhöjd (bälte)	255–420 mm
Sitslutning (med tippbar bas)	5,5° / 11° / 16°
Underbenslängd (fotstöd direkt monterat på adapterplatta)	185–375 mm
Underbenslängd (fotstöd monterat på svängbar bas + tippbar bas)	230–420 mm
Yttre mått (B x H x D)	560 x 710 x 400 mm
Vikt på stolen	ca 6 kg
Maximal bärkapacitet	9–36 kg