

Toalettsitsdyna–Potty Seat

Mjuk oval och mjuk rund

Många barn, ungdomar och vuxna upplever obehag av att sitta på en hård toalettsits.

Toalettsitsdynan Potty Seat är både bekväm att sitta på och enkel att rengöra.

Mjuk toalettsitsdyna med halkskydd

Med en mjuk toalettsitsdyna blir toalettbesöken både bekvämare och säkrare. Dynan placeras ovanpå toalettstolens standardring. Undersidan har antihalkegenskaper vilket gör att dynan ligger stadigt på plats och ger ett stabilt sittstöd – helt utan behov av montering.

Toalettsitsdynan levereras i en praktisk väska eller ryggsäck så att den enkelt och hygieniskt kan tas med på resor eller utflykter.



Antihalk gör att dynan ligger stabilt på toalettstolsringen.



Potty Seat, mjuk oval



Potty Seat, mjuk rund

Underhåll, rengöring och montering av toalettstolsdyna

Sittdynan kan spolas av eller rengöras med vanliga rengöringsmedel eller desinfektionsvätska. Vid rengöring är det viktigt att se till att ingen vätska såsom vatten tränger in i dynans bakre ventil. Undvik därför att få in vätska i ventilen under rengöringen.

Observera att dynans abduktionsförhöjning ska placeras framåt på toalettstolen. Förhöjningen underlättar en sittställning med benen lätt isär vilket ger ökad stabilitet och komfort.



Toalettsitsdynan levereras i en separat väska eller ryggsäck vilket gör det enkelt och hygieniskt att ta med den på resa eller utflykt.



Dynan är mjuk och bekväm.

	Potty Seat, mjuk oval	Potty Seat, mjuk rund
Artikelnummer	74020004	74010004
Sittringens inre djup	140 mm	150 mm
Sittringens inre bredd	220 mm	185 mm
Sittringens yttre djup	420 mm	390 mm
Sittringens yttre bredd	330 mm	355 mm
Sittringens tjocklek	50 mm	50 mm
Vikt med väska	0,7 kg	0,7 kg