

Drivaggregat V-MAX+

Kraftfullt drivaggregat med vårdarstyrning

Ökad rörelsefrihet i vardagen

Mobilitet spelar en viktig roll i vården av bariatriska patienter. I många fall är man begränsad till kortare promenader eftersom ledsagaren snabbt når sina fysiska gränser. V-MAX+ ger ett specifikt stöd i sådana situationer.

V-MAX+ underlättar vid uppförsbackar och erbjuder automatisk bromsning i nedförsbackar. Denna funktion ökar säkerheten för användaren och gör det möjligt att åter genomföra längre promenader.

Stabil konstruktion

V-MAX+ är konstruerad för en maximal totalvikt på upp till 300 kg (inklusive användare, rullstol och drivaggregat).

Smidig framkomlighet

När rullstolens drivhjul används kan rullstolen köras på ramper och andra underlag. Jämfört med andra drivaggregat kan V-MAX+ användas utan problem, även på delade ramper. Detta ger en mer obegränsad rörlighet och gör det möjligt att övervinna hinder utan ansträngning.

Enheten drivs av en kraftfull elmotor med kraftöverföringen genom kuggar direkt på insidan av drivhjulen.

Beskrivning	
Totalvikt, godkänd	300 kg (användare, rullstol och drivaggregat)
Totalvikt, godkänd	272,3 kg (användare och rullstol)
Montering möjlig	Avstånd mellan hjulen 650 mm – 1000 mm
Möjliga hjulstorlekar	24"
Hastighet	Anpassningsbar
Hastighet, framåt bakåt	5,5 km/h 3 km/h
Räckvidd med en batteriladdning	Upp till 11,5 km
Maximal möjlig lutning:	Upp till 7° (12%)
Batterier	2 x 12 V / 22 Ah
Likströmsmotor	24 V / 419 W
Vikt, drivaggregat	12,6 kg
Vikt, strömkabel	0,2 kg
Vikt, batteriväska	0,3 kg
Vikt, batteripaket	14,6 kg
Totalvikt (inkl. batteripaket)	27,7 kg

Kraftfullt drivaggregat
Totalvikt 300 kg

