

Drivaggregat V-MAX²

Ett mångsidigt drivaggregat med vårdarstyrning

Ergonomisk design för enkel användning

V-MAX² gör det enklare för dig att ta dig uppför backar och ökar därmed din räckvidd avsevärt. Vid körning nedför bromsar V-MAX² automatiskt och säkerställer en trygg färd. Detta ger dig ökad rörlighet och säkerhet.

De ergonomiska och lättöverskådliga styrhandtagen ger en enkel och intuitiv användning.

Optimalt grepp i alla miljöer

Drivaggregatet monteras högt upp och driver rullstolens drivhjul direkt. Detta ger ett bra grepp i alla miljöer, inklusive ramper och ojämn terräng. V-MAX² kan monteras på nästan alla rullstolar med en sitthöjd på 380 mm eller mer.

Maximalt benutrymme och ökad flexibilitet

Med V-MAX² får du maximalt benutrymme och stor flexibilitet. Till skillnad från andra drivaggregat monteras V-MAX² vid rullstolens ryggstöd. Detta ger fullt benutrymme för ledsagaren.

Enheten drivs av en kraftfull elmotor där kraftöverföringen sker via kugghjul direkt på insidan av drivhjulen. Eftersom rullstolens egna drivhjul används kan rullstolen enkelt köras på ramper och andra underlag. Detta ger dig ökad rörlighet och möjligheten att övervinna hinder utan ansträngning.

Beskrivning	
Totalvikt, godkänd	210 kg (användare, rullstol och drivaggregat)
Totalvikt, godkänd	196 kg (190 kg) (användare och rullstol)
Montering möjlig	Avstånd mellan hjulen 460 mm – 720 mm
Möjliga hjulstorlekar	20", 24"
Hastighet	anpassningsbar
Hastighet, framåt bakåt	6 km/h 3 km/h
Räckvidd med en batteriladdning	upp till 13,6 km (upp till 10,5 km) ^{1,2}
Broms- och klätterförmåga för en totalvikt på:	max 11° (20%) max 7° (12%) ¹
- upp till 130 kg - 131 kg till 210 kg	
Batterier	28,8 V / 16 Ah (2 × 12 V / 15 Ah) ²
Vikt, drivaggregat inkl. handtag	9,3 kg
Vikt, strömkabel/gränssnitt	0,3 kg
Vikt, batteriväska	0,2 kg
Vikt, batteripaket	4,2 kg (10,2 kg) ²
Totalvikt (inkl. batteripaket)	14,0 kg (20,0 kg) ²

¹ Med en antagen rullstolsvikt på 20 kg.

² Bly-gel-batteripaket.



**Enkel
montering
med en hand**
Totalvikt 210 kg