

VELA Salsa

100,110,120,130,400

VELA Salsa är en serie av ståstödolar med broms som främjar användarens självständighet vid olika aktiviteter i hemmet, i skolan och på arbetet eftersom den ger en säker och hög arbetsställning.

Stabila armstöd och centralbroms gör det säkert att resa sig upp och att sätta sig ned. En stor fördel för användare som har mobilitets eller balansproblem. Genom att ställa in sitthöjd, -djup, -lutning samt höjden på rygg- och armstöd är det möjligt att skapa en ergonomiskt bra sittställning som ger bra stöd och stabilitet för att utföra olika aktiviteter.

VELA Salsa 100



VELA Salsa 100 har kort sits med lutning som stöttar och stabiliserar användaren.

VELA Salsa 110



VELA Salsa 110 har kort sits med en förhöjning på framsidan av sitsen så att användaren undviker känslan av att glida nerför sätet när sätet vinklas framåt.

VELA Salsa 120



VELA Salsa 120 har en formad sits som ger extra plats för låren genom sin spretiga front.

VELA Salsa passar personer som har behov för stöd och stabilitet särskilt vid stående uppgifter till exempel vid ryggsdiagnoser, gikt samt gångproblem. VELA Salsa 130 och VELA Salsa 400 har inte rygg- och armstöd.

VELA Salsa 130



VELA Salsa 400



	VELA Salsa 100	VELA Salsa 110	VELA Salsa 120	VELA Salsa 130	VELA Salsa 400
Höjdställning, gas	Gas, 150 mm, 200 mm eller 260 mm	150mm, 200mm eller 260mm	150mm, 200mm eller 260mm	150mm, 200mm eller 260mm	150mm, 200mm eller 260mm
Sitthöjd Stolen kan ställas in i intervall om 100 mm	v. 150 mm: min.höjd 450-600 mm v. 200 mm: min.höjd 500-700 mm v. 260 mm: min.höjd 600-860 mm	v. 150 mm: min.höjd 450-600mm v. 200 mm: min.höjd 500-700mm v. 260 mm: min.höjd 600-860 mm	v. 150 mm: min. höjd 450-600 mm v. 200 mm: min. höjd 500-700 mm v. 260 mm: min. höjd 600-860 mm	v. 150 mm: min. höjd 450-600 mm v. 200 mm: min. höjd 500-700 mm v. 260 mm: min. höjd 600-860 mm	v. 150 mm: min. höjd 450-600 mm v. 200 mm: min. höjd 500-700 mm v. 260 mm: min. höjd 600-860 mm
Sits (bredd x djup)	460 x 350 mm	460 x 350 mm	400 x 350 mm	400 x 350 mm	430 x 350 cm 390 x 300 mm (small)
Sitsvinkel	14° (7° fram, 7° bakåt)	14° (7° fram, 7° bakåt)	14° (7° fram, 7° bakåt)	14° (7° fram, 7° bakåt)	14° (12° fram-2° bakåt) (Med rygg 2° fram-12° bakåt)
Sittdjup	280-350 mm	280-350 mm	280-350 mm	-	-
Rygg (B x H)	380 x 220 mm (Ergo-rygg)	380 x 220 mm (Ergo-rygg)	380 x 220 mm (Ergo-rygg)	-	Tillval
Ryggvinkel	22° (7° fram, 15° bakåt)	22° (7° fram, 15° bakåt)	22° (7° fram, 15° bakåt)	-	-
Höjdställning av ryggstöd	130 mm	130 mm	130 mm	-	-
Armstödsdynar (finns med och utan)	80 x 260 mm	80 x 260 mm	80 x 260 mm	80 x 260 mm (Tillval)	80 x 260 mm (Tillval)
Armstödshöjd, kan ställas in	0-240 mm	0-240 mm	0-240 mm	0-240 mm (Tillval)	0-240 mm (Tillval)
Avstånd mellan armstöd, kan ställas in	380-480 mm	380-480 mm	380-480 mm	380-480 mm (Tillval)	380-480 mm (Tillval)
Sitsrotation (finns med och utan)	Ja (med rotationslås)	Ja (med rotationslås)	Ja (med rotationslås)	Tillval (Sitsvinkel minskas)	Nej
Underrede, storlek	530 x 550 mm	530 x 550 mm	530 x 550 mm	530 x 550 mm	530 x 550 mm
Stolens vikt	17 kg	17 kg	17 kg	14 kg	14kg
Max belastning	125 kg	125 kg	125 kg	125 kg	125 kg
Rekommenderad brukarvikt	40-110 kg	40-110 kg	40-110 kg	40-110 kg	40-110 kg