

Inköpsordernummer _____

Brukarens namn _____

Ordinatór _____



BASMODELL	Artikelnummer
-----------	---------------

9800005260000

AVOVA Sperling Reha

Standardfunktioner:

Sits och ryggstöd med integrerat 9-läges höjdjusterbart nackstöd, huvudkudde med ficka; inklusive integrerade ISOFIX-kontakter; integrerad ryggstödjustering; sidokrocksskydd tack vare integrerade energiabsorberande element; avtagbara bäl- och sidokuddar för sitsen; 5-punktssele; axelbandspaddar; liten grenplatta; avtagbart abduktionsblock; avtagbara överdrag.

Mått:

Sittdjup (till grenband): 16 cm / 6,3" (21 cm / 8,3")

Sittdjup (till framkant): 35 cm / 13,8"

Sittbredd: 26–37 cm / 10,2"–14,6"

Ryggstödshöjd: 76 cm / 29,9"

Axelhöjd (selguide): 30–51 cm / 11,8"–20,1"

Totalmått (B x H x D): 43 x 63 x 47 cm / 16,9" x 24,8" x 18,5"

Sitsvikt: 13 kg / 28,7 lbs

TILLBEHÖR Artikelnummer

Adapterplatta och funktionella tillbehör upp till en kroppslängd på 1000 mm

Adapterplatta	9800005300000
+ Fotstödadapter	9800005310000
+ Fotstöd (djup: 12 cm), fällbart och vinklinsbart	9800005370000
+ Främre stativ	9800005380000

Adapterplatta och funktionella tillbehör från en kroppslängd på 100 cm	Item code
--	-----------

Adapterplatta	9800005300000
+ Fotstödsadapter	9800005310000
+ Fotstödadapter med Seatfix * **	9800005320000
+ Svängbar bas, högerrotation *	9800005340000
+ Svängbar bas, vänsterrotation *	9800005341000
+ Lutningsbar bas *	9800005330000
+ Sväng- och lutningsbar bas, högerrotation *	9800005350000
+ Sväng- och lutningsbar bas, vänsterrotation *	9800005351000
+ Fotstöd (djup: 12 cm), fällbart och vinklinsbart	9800005370000
+ Främre stativ (fotstöd kan inte användas samtidigt)	9800005380000
+ Stabiliseringsbåge	9800005360000
+ Kudde för funktionsbas	9800005130000

TILLBEHÖR Allmän artikelkod

Sitskil (under) (+10") (Sitskil och svängbar bas kan inte användas samtidigt)	9800008104000
Bord, främre stöd	9800005270000
Grenplatta (stor)	9700663440000

Skyddsmatta för bilsäte inklusive rygg	9800008141000
NapUp	9800806551000
Anti-rymmingsväst	9800008260000



* Dessa produkter inkluderar alltid fotstödadapter och Seatfix.

** Adapterplatta för fotstöd med Seatfix är lämplig för fordon där den nedre ISOFIX-fästpunkten inte är högre än 3 cm över bilsätets yta. Kontrollera ISO-FIX-positionen i ditt fordon – gäller endast för adapterplatta för fotstöd och adapterplatta för fotstöd med Seatfix.