

Inköpsordernummer _____

Brukarens namn _____

Ordinator _____



BASMODELL	Artikelnummer
-----------	---------------



Axkid ONE 3 Reha, Svart



9800005530000

Standardfunktioner:

Sitskål (bakåtvänd); sits och ryggstöd med 12-läges höjdjusterbart nackstöd; huvudkudde; sittdyna; sidokudde för sitsen; integrerat 5-punktsbälte med centraljusterare; höjdjusterbart axelbälte med Axkid One 3 Reha bältesystem inklusive bälteskydd (litet); extra brett sidokrocksskydd (ASIP); bärhandtag; justerbar vil- och sovställning; avtagbara bål- och benstödsuddar; avtagbara överdrag, maskintvättbara upp till 40 °C, ej torktumling; bas för stående montering; automatisk rebound-båge med inbyggt ljud; abduktionsguide; ISOFIX-kontakter; Sleep Well System; Easy Installation System.

Mått:

Sittdjup (till grenband): 160 mm

Sittdjup (till framkant): 280 mm

Sittbredd: 210–290 mm

Ryggstödshöjd (sits insida): 520–630 mm


TILLBEHÖR	Artikelnummer
-----------	---------------

Bilbarnstolsskydd
Anti-rymmingsväst
NapUp Blå


9800008141000
9800008260000
9800806551000



Bilbarnstols-
skydd



Anti-rymmingsväst



NapUp Blå