

Datum _____

Användare (förnamn) _____

Utprovat av _____


Meywalk® 4 Medium art nr 11200 färg röd/silver
Meywalk® 4 Large art nr 11250 färg svart/silver

I standardutförandet ingår:
Sadel, Bålstödsring, Fjädrar, Rumpstopp,
Riktningsspärr, Handbygel, Parkeringsbroms,
Släpbroms och Bakåttspärr

1. Välj storleksmodell.



B

A

A Mät innerbenens längd, då personen står upp, annars liggande. Sadeln bör ställas in ca 3-4 cm högre än innerbenslängden.

Ange beninnerlängd (sadelhöjd)

_____ cm

B Mät avståndet under armhålan till golvet helst då personen står upp, annars liggande på säng.

Ange bålstödshöjd

_____ cm

Meywalk® 4 Medium art nr 11200
Sadelhöjd 60 - 84 cm
Bålstödshöjd 101 - 133 cm

Meywalk® 4 Large art nr 11250
Sadelhöjd 80 - 104 cm
Bålstödshöjd 120 - 152 cm

2. Vilken bålstödsring?

Ta ett måttband och mät runt bröstkorgen på den personen som skall gå i gåstolen. Välj storleken lite större än själva måttet. På ändavslutningarna syns vilken stolec bålstödsringen har.



Välj bålstödsring, kryssa i önskad ruta.



Standard bålstödsring om inte annat val görs.

70 cm Vit 11101

90 cm Svart 11105

105 cm Grå 11109

120 cm Blå 11113

130 cm Gul 11118

Bålstödsrings-polstring 70 cm MA4470-0001

Bålstödsrings-polstring 90 cm MA4470-0002

Bålstödsrings-polstring 105 cm MA4470-0003

Bålstödsrings-polstring 120 cm MA4470-0004



Beställningsguide Meywalk 4 Medium och Large

Tillbehör

Art nr

3. Ange användarens vikt _____ kg

Välj fjädrar nedan.

45 - 65 kg Gul fjäder 104292

65 - 80 kg Blå fjäder 104293

80 - 100 kg Röd fjäder 104294

100 - 130kg Grå fjäder 104295



4. Välj sadel

Stor sadel med
Meywalk 4 fäste
Ingår i standardutförande


11312


Mellan sadel med
Meywalk 4 fäste

11404


Minisadel med
Meywalk 4 fäste

12950


Limpsadel med
Meywalk 4 fäste

11334



5. Välj tillbehör

Tippstöd

medium 11147

large 11148



Tillbehör

Art nr

Sadelöverdrag

Sadelöverdrag med
gel till stor sadel 104262

Sadelöverdrag med
gel till mellan sadel 104261

Sadelöverdrag med
gel till mini sadel 104260


Magplatta

Magplatta, small 11710



Magplatta, medium 11715



Magplatta, large 11720


Distanser till magplatta M11725
6 stk inkl skruvar


Beställningsguide Meywalk 4 Medium och Large

Tillbehör

Art nr

Formbar bålstödsring
Medium 105 cm

100502



Polstrad överdragklädsel

100502-105

Formbar bålstödsring
Large 135 cm

100503

Polstrad överdragklädsel

100503-135

Höftstöd, par

13075



Bord, transparent

Medium och Large

11730



Höjdreduceringsbeslag

Medium, sänker ca 6cm

11163

Large, sänker ca 8cm

11164


Körhandtag
för assistans

11760



Tillbehör

Art nr

Bendelare

11150


Överdrag till bendelare
svart

11740



Fotskyddsskenor

(Fotskyddsskenor), Korta
Medium och Large

104303



Långa, Medium

11160

Långa, Large

11161



Bromsspak

Lång bromsspak
inkl bromshus
Medium Hö sida

MA110010-M010170

Lång bromsspak
inkl bromshus
Medium Vä sida

MA110010-M010171

Lång bromsspak
inkl bromshus
Large Hö sida

MA110010-M010174

Lång bromsspak
inkl bromshus
Large Vä sida

MA110010-M010175

Bromsspakens längd 65cm

