

Datum _____

Användare (förnamn) _____

Utprovat av _____


MK4 Small art nr 13000 färg grön/silver

I standardutförandet ingår:
Sadel, Bålstödsring, Fjädrar, Rumpstopp,
Riktningsspärr, Handbygel, Parkeringsbroms,
Släpbroms och Bakåttspärr

1. Välj storleksmodell.



B

A

A Mät innerbenens längd,
då personen står upp, annars liggande.
Sadeln bör ställas in ca 3-4 cm högre än
innerbenslängden.

Ange beninnerlängd (sadelhöjd)

_____cm

B Mät avståndet under armhålan till golvet
helst då personen står upp,
annars liggande på säng.

Ange bålstödshöjd

_____cm

MK4 Small	art nr 13000
Sadelhöjd*	44 - 67 cm
Bålstödshöjd	74 - 99 cm

* För ytterliggare sänkning av sadelhöjd, se
tillbehöret höjdreduceringsbeslaget, sidan 3.

2. Vilken bålstödsring?

Ta ett måttband och mät runt bröstkorgen på den
personen som skall gå i gåstolen. Välj storleken lite
större än själva måttet. På ändavslutningarna syns
vilken stolec bålstödsringen har.



Välj bålstödsring, kryssa i önskad ruta.

70 cm Vit	11101
90 cm Svart	11105
105 cm Grå	11109
120 cm Blå	11113

**Bålstödsringspolstring monteras fram
eller bak på standardbålstödsring**

Bålstödsrings- polstring 70 cm	MA4470-0001
Bålstödsrings- polstring 90 cm	MA4470-0002
Bålstödsrings- polstring 105 cm	MA4470-0003
Bålstödsrings- polstring 120 cm	MA4470-0004



Beställningsguide Meywalk 4 Small

Tillbehör

Art nr

3. Välj fjäder

Ange användarens vikt _____ kg

Välj fjädrar nedan:

10 - 15 kg Orange fjäder 104296

15 - 20 kg Lila fjäder 104297

20 - 45 kg Vit fjäder 104298


45 - 65 kg Gul fjäder 104299

65 - 80 kg Blå fjäder 104300



4. Välj sadel

Mini sadel med MK4 fäste 12950


Mellan sadel med MK4 fäste 11404
Ingår i standardutförande


Stor sadel med MK4 fäste 11312



Limpsadel med MK4 fäste 11334



Tillbehör

Art nr

5. Välj tillbehör

Tippstöd 11147



Sadelöverdrag med gel till mini sadel 104260



Sadelöverdrag med gel till mellan sadel 104261



Sadelöverdrag med gel till stor sadel 104262



Magplatta

Magplatta, small 11710



Magplatta, medium 11715



Magplatta, large 11720



Beställningsguide Meywalk 4 Small

Tillbehör

Art nr

Höjdreduceringsbeslag
(sadelhöjd)

Medium, sänker ca 6cm 11163



Fotskyddsskenor, korta

Small 13703



Fotskyddsskenor, långa

Mini 13148



Bendelare

13130



Överdrag till bendelare
svart 13150



Tillbehör

Art nr

Körhandtag
för förälder / assistent

11760



Bord
till Small vändbart, transparent

11735



Höftstöd, par

13075

Höjden kan komma att påverkas
vid montering av höftstöd



Polstrad överdragklädsel 100501-85

Justerbar bålstödsring
70-85cm med stag 100501

Polstrad överdragklädsel 100501-85



Stag Small

Justerbar bålstödsring
80-105cm med stag 100512

Polstrad överdragklädsel 100502-105