

Inköpsordernummer _____

Brukarens namn _____

Ordinator _____



BASMODELL	Artikelnummer
Swiftly 3 barnvagn, svänglås & transport-fästkit, snabbfrigörande bakhjul	9800068090000

Standardfunktioner: Enkel att fälla ihop chassi med integrerad sittdel; 5-punktssle; axelremspads; grenremspads; flamskyddad klädsel; andningsbara dynor; ryggstöd med justerbar höftvinkel; kontinuerligt justerbart sittdjup; steglöst höjjusterbart och vinklinsbart fotstöd; tiltassistent; punkteringsfria PU-däck (Framhjul: 19 cm / 7,5" // Framhjulsbredd: 5 cm / 2" // Bakhjul: 31 cm / 12,5" // Bakhjulsbredd: 5,5 cm / 2,2"); svängbara framhjul med hjullås; avtagbara bakhjul; fotbroms; höjjusterbart handtag; krockfästen. Measurements: · seat depth: 37 - 46 cm (31 cm)* / 14.6 - 18.1" (12.2")*

- Sittbredd: 41 cm (33 cm)* / 16,1" (13")*
- Rygghöjd: 68 - 83 cm / 26,8 - 32,7"
- Axelhöjd: 49 - 65 cm / 19,3 - 25,6"

*Dimension med sittminimerare

Tillbehör	Artikelnummer
Fotremmar, svarta	9800066482000
Korg, förvaring under sittdelen	9800069700000
Väska, förvaring under	9800069710000
Abduktionsblock	9800004121000
Säkerhetsskydd för bältes-	9800004340000
Hakstöd	9800005620000
Lateralt huvudstöd	9800069550000
Sido-bålstöd	9800069560000
Sido-bålstöd, svängbart	9800069570000
Ramvaddering, svart	9800069650000
Inkontinensskydd	9800069610000
Sittminimeringskit	9800069600000
Följande delar av setet kan även beställas separat:	
Sittdjupsreducerare (6 cm, 2,4")	9800069590000
Sittbreddsreducerare (10 cm, 3,9")	9800069580000
Sufflett	9800069630000
Regnponcho	9800069640000
Pneumatiska hjul, uppgraderingskit (fram 18 cm / 7,5", bak 31 cm / 12,2")	9800069660000
Trumbromskit	9800069670000
Anjo elektriskt skjutstöd, kit	9800069680000