

Inköpsordernummer _____

Brukarens namn _____

Ordinatör _____



BASMODELL			Artikelnummer
	Commander bilbarnstol, grå		9800006300000
	Commander bilbarnstol, röd		9800006310000
	Commander bilbarnstol, blå		9800006320000
	Commander bilbarnstol, grön		9800006330000
	Commander bilbarnstol, magenta		9800006340000

Grundkonfiguration:

Sits och rygg med integrerat 9-steps höjdjusterbart nackstöd; ryggplatta (med kardborrefästen); sittdyna; ryggdyna; nackkudde; extra nackkuddsinlägg; grenplatta, liten; 5-punkts positioneringsbälte med centraljusterare; bröstklämma; axelskydd; mugghållare (kan användas höger eller vänster); avtagbara överdrag, maskintvättbara upp till 40° C.

Mått:

Sittdjup: 34 cm / 13,4"

Sittbredd (med art. 679 höftstöd): fram: 33,5 cm (22 cm) / 13,2" (8,7"), bak: 28,5 cm (17 cm) / 11,2" (6,7")

Ryggens höjd (sits): 55–75 cm / 21,7–29,5"



Vänligen se tillbehör på sida 2 och 3.

THOMASHILFEN Commander Beställningsguide (tillbehör)

TILLBEHÖR – kan ENDAST användas MED adapterplatta

Artikelnummer

BAS – En adapterplatta krävs för att använda tillbehör (+ accessories).

Adapterplatta

9800005000000



kan kombineras med:

+	Svängbar *	9800005010000
+	Kudde för svängbar bas	9800005130000
+	Seatfix adapter ***	9800005060000
+	Stabiliseringsbåge, rygg ***	9800005070000

Rekommendation: För bättre stöd, använd alltid svängbar bas tillsammans med Seatfix-adapter eller stabiliseringsbåge.

+	Tippbar bas (5,5° / 11° / 16°)	9800005020000
+	Seatfix adapter***	9800005060000
+	Stabiliseringsbåge, rygg***	9800005070000

Rekommendation: För bättre stöd, använd alltid tippbar bas tillsammans med stativ eller fotstöd.

- + Fotstöd, storlek 1** (djup: 12 cm / 4,7"), tippbart och vinklinsbart |- + Fotstödsdyna (10 cm / 3,9"), kan kombineras med art. 503 |- + Fotstöd, storlek 2** (djup: 18 cm / 7,1"), tippbart och vinklinsbart + stativ** |- + Sittdjupsförlängning (+13 cm / +5,1") |- + Abduktionsblock, justerbart (djup: +15 cm / +5,9") |

9800005030000
5005110501010
9800005040000
9800005050000
9800005080000

* Sitskil (nedan) och svängbar bas kan inte användas tillsammans.

** Fotstöd och stativ kan inte användas tillsammans.

*** Seatfix-adapter och stabiliserande båge (bak) kan inte användas tillsammans.



Adapterplatta




Svängbar bas



Dyna för svängbar bas



Seatfix adapter



Stabiliserande båge,



Tiltbas (5,5° / 11° / 16°)



Fotstöd, storlek



Fotstödsdyna (för fotstöd storlek 1)



Fotstöd, storlek



Stativ



Sittdjupsförlängning



Abduktionsblock, justerbart

THOMASHILFEN Commander Beställningsguide (tillbehör)

Ytterligare TILLBEHÖR – kan användas UTAN adapterplatta	Artikelnummer
Abduktionsblock, vadderat	980000670000
Sitskil, nedan * (+10°)	980000671000
Sitskil, insida	980000672000
Bord	980000678000
Laterala bålstöd (skumkärna), grå	980000675000
Laterala bålstöd (skumkärna), röd	980000675100
Laterala bålstöd (skumkärna), blå	980000675200
Laterala bålstöd (skumkärna), grön	980000675300
Laterala bålstöd (skumkärna), magenta	980000675400
Laterala bålstöd (metallkärna), grå	980000680000
Laterala bålstöd (metallkärna), röd	980000680100
Laterala bålstöd (metallkärna), blå	980000680200
Laterala bålstöd (metallkärna), grön	980000680300
Laterala bålstöd (metallkärna), magenta	980000680400
Höftstöd, grå	980000679000
Höftstöd, röd	980000679100
Höftstöd, blå	980000679200
Höftstöd, grön	980000679300
Höftstöd, magenta	980000679400
Mellandyns, stor, grå	980000676000
Mellandyns, stor, röd	980000676100
Mellandyns, stor, blå	980000676200
Mellandyns, stor, grön	980000676300
Mellandyns, stor, magenta	980000676400
NapUp blå	980080655100
Rymningsväst	980000826000
Bilbarnstolsskyddsmatta inkl. rygg	980000814100

OBS:

* Sitskil (nedan) och svängbar bas kan inte användas tillsammans.

** Fotstöd och stativ kan inte användas tillsammans.

*** Seatfix-adapter och stabiliserande bäge (bak) kan inte användas tillsammans.

Abduktionsblock,
vadderat



Sitskil, nedan



Sitskil, insida



Bord

Laterala bålstöd
(skumkärna) (färgade,
matchande grund-
modellen)Laterala bålstöd (metall-
kärna) (färgade, match-
ande grundmodellen)Höftstöd (färgade,
matchande grund-
modellen)Mellandyns, stor
(färgad, matchande
grundmodellen)

NapUp blå



Rymningsväst

Bilbarnstolsskydds-
matta inkl. rygg