

THOMASHILFEN Major Beställningsguide

Inköpsordernummer _____

Brukarens namn _____

Ordinatór _____



BASMODELL	Artikelnummer
 Större bilbarnstol, grå 	9800006100000
 Större bilbarnstol, röd 	9800006110000
 Större bilbarnstol, blå 	9800006120000
 Större bilbarnstol, grön 	9800006130000
 Större bilbarnstol, magenta 	9800006140000

Grundkonfiguration:

Sits och rygg med integrerat 7-läges höjddjusterbart nackstöd; sittdyna; ryggdyna; nackkudde; extra nackkuddar (vänster, höger); grenplatta, liten; 5-punktsbälte med centraljusterare; bröstklämma; axelskydd; mugghållare (kan användas höger eller vänster); avtagbara överdrag, maskintvättbara upp till 40° C; Seatfix-kontakter för fastsättning av stolen i fordon med lämplig utrustning.

Mått:

Sittdjup: 320 mm

Sittbredd (med art. 674 höftstöd):

Fram: 315 mm (215 mm)

Bak: 260 mm (190 mm)

Rygghöjd (sits): 620 – 740 mm



Vänligen se tillbehör på sida 2 och 3.

THOMASHILFEN Major Beställningsguide (tillbehör)

TILLBEHÖR – kan ENDAST användas MED adapterplatta

Artikelnummer

BAS – En adapterplatta krävs för att använda tillbehör (+ accessories).

Adapterplatta	9800005000000
kan kombineras med:	
+ Svängbar bas*	9800005010000
+ Ryggstabilisator (krävs vid användning av svängbar	9700663080000
+ Kudde för svängbar bas	9800005130000
+ Seatfix-adapter***	9800005060000
+ Stabiliseringsbåge, rygg***	9800005070000

Rekommendation: För bättre stöd, använd alltid svängbar bas tillsammans med Seatfix-adapter eller stabiliseringsbåge.

+ Tippbar bas (5,5° / 11° / 16°)	9800005020000
+ Seatfix-adapter***	9800005060000
+ Stabiliseringsbåge, rygg***	9800005070000

Rekommendation: För bättre stöd, använd alltid tippbar bas tillsammans med stativ eller

+ Fotstöd, storlek 1** (djup: 12 cm / 4,7"), tippbart och vinklinsbart	9800005030000
+ Fotstödsdyna (10 cm / 3,9"), kan kombineras med art. 507	5005110501010
+ Fotstöd, storlek 2** (djup: 18 cm / 7,1"), tippbart och vinklinsbart	9800005040000
+ Stativ**	9800005050000
+ Sittdjupsförlängning (+ 13 cm / + 5,1")	9800005080000
+ Abduktionsblock, justerbart (djup: +15 cm / +5,9")	9800005090000

OBS:

* Svängbar bas kan inte användas i bilbarnstolsgrupp I (9–18 kg / 19,8–39,7 lb)
 Fotstöd och stativ kan inte användas tillsammans
 Seatfix-adapter och stabiliseringsbåge (rygg) kan inte användas tillsammans
 Sittkil (nedan) och svängbar bas kan inte användas tillsammans

 Vänligen se tillbehör på sida 2 och 3.


Adapterplatta



Svängbar bas



Ryggstabilisator



Dyna för svängbar bas



Seatfix adapter



Stabiliseringsbåge, rygg



Tippbar bas (5,5° / 11° / 16°)



Fotstöd, storlek 1 detalj: Fotstödsdyna (för fotstöd storlek 1)



Fotstöd, storlek



Stativ



Sittdjupsförlängning



Abduktionsblock, justerbart

THOMASHILFEN Major Beställningsguide (tillbehör)

Ytterligare TILLBEHÖR – kan användas UTAN adapterplatta	Artikelnummer
Abduktionsblock, vadderat	9800006700000
Sittkil, under**** (+10°)	9800006710000
Sittkil, insida	9800006720000
Bord	9800006730000
Laterala bålstöd (skumkärna), grå	9800006750000
Laterala bålstöd (skumkärna), röd	9800006751000
Laterala bålstöd (skumkärna), blå	9800006752000
Laterala bålstöd (skumkärna), grön	9800006753000
Laterala bålstöd (skumkärna), magenta	9800006754000
Höftstöd, grå	9800006740000
Höftstöd, röd	9800006741000
Höftstöd, blå	9800006742000
Höftstöd, grön	9800006743000
Höftstöd, magenta	9800006744000
Grenplatta, stor, grå	9800006760000
Grenplatta, stor, röd	9800006761000
Grenplatta, stor, blå	9800006762000
Grenplatta, stor, grön	9800006763000
Grenplatta, stor, magenta	9800006764000
NapUp blå	9800806551000
Rymningsväst	9800008260000
Bilbarnstolsskyddsmatta inkl. rygg	9800008141000

OBS:

* Svängbar bas kan inte användas i bilbarnstolsgrupp I (9–18 kg / 19,8–39,7 lb)

** Fotstöd och stativ kan inte användas tillsammans

*** Seatfix-adapter och stabiliseringsbåge (rygg) kan inte användas tillsammans

**** Sittkil (under) och svängbar bas kan inte användas tillsammans

Abduktionsblock,
vadderat


Sittkil, under



Sittkil, insida



Bord

Laterala bålstöd
(skumkärna) (färgade,
matchar grundmo-
dellen)Höftstöd (färgade,
matchar grundmo-
dellen)Grenplatta, stor
(färgad, matchar
grundmodellen)

NapUp blå



Rymningsväst

Bilbarnstolsskydds-
matta inkl. rygg