

THOMASHILFEN Octopus S / M Beställningguide

Inköpsordernummer _____

Brukarens namn _____

Ordinatór _____



Grundmodell	Artikelnummer
O ctopus storlek S	9800006930000
O ctopus storlek M	9800006940000

Grundutrustning:

Basryggdel; 7-punkts sittväst; bandstyrning i axelområdet; bröstrem; axelremmar; höftbälten; grenrem; 3 nycklar för bälteslås; räddningshammare med bälteskniv; andningsbar vaddering


Storlek på klädsel (B x H):

Storlek S:

7-punkts sittväst: 33 x 41 cm / Basrygg: 37 x 82 cm

Storlek M:

7-punkts sittväst: 42 x 42 cm / Basrygg: 37 x 82 cm

Tillbehör	Artikelnummer
 Bältesförlängning (krävs för fordonsstolar med fasta sits- och ryggstolar eller fasta ryggstöd)	9800006910000
 Resenackstöd	9800806271000
 1 "Octopus" sittkudde (1)	9800006980000
 2 Inkontinensöverdrag för "Octopus" sittkudde (2) (kan endast användas i kombination med 1)	9800006990000



TIPS: Rekommenderas för snabba fordonsbyten, t.ex. skolskjuts, färdtjänst eller andrabil. Basryggen för bältesystemet förblir helt installerad i fordonet, medan 7-punkts sittvästen snabbt kan flyttas mellan fordon tillsammans med användaren.

🔗 Se sida 2 för uppgraderingsartiklarna

THOMASHILFEN Octopus S / M Beställningsguide

ARTIKLAR FÖR UPPGRADERING	Artikelnummer
 Basryggdel (Egenskaper: basryggdel; bröstrem; axelremmar; höftbälten; andningsbar vaddering)	9800006950000
 "Octopus" sittväst storlek S (användarlängd: 130–160 cm)	9800006960000
 Bandstyrning i axelområdet storlek S	9700693620000
 "Octopus" sittväst storlek M (användarlängd: 150–190 cm)	9800006970000
 Bandstyrning i axelområdet storlek M	9700693630000

TIPS: Rekommenderas för snabba fordonsbyten, t.ex. skolskjuts, färdtjänst eller andrabil. Basryggen för bältesystemet förblir helt installerad i fordonet, medan 7-punkts sittvästen snabbt kan flyttas mellan fordon tillsammans med användaren.



Observera: Octopus rehabiliteringsbältesystem är inte klassificerat som ett säkerhetsbälte, utan som en medicinteknisk produkt för positionering. För att uppfylla säkerhetsföreskrifter måste fordonets befintliga säkerhetsbälte ALLTID användas ovanpå Octopus-bältet. Denna kombination ger extra skydd för användaren.