

# Anastomosstapler cirkulär Ultimate

Steril engångsprodukt. Med tilt-top.

## Produktinformation

Den ultimata cirkulära anastomosstaplern med Dual-Safety anordning och lutningsbar städplatta kan användas i hela mag-tarmkanalen för att skapa anastomoser från ände till ände, ände till sida och sida till sida.

Anastomosstapler cirkulär Ultimate placerar en cirkulär, förskjuten, dubbel rad av titanclips med 0,28 mm diameter i vävnaden och resekerar överskottsvävnad för att skapa en cirkulär anastomos. Instrumentet kan aktiveras när handtaget pressas bestämt hela vägen in.

Det finns 4 staplerdiametrar tillgängliga med färgkodade stadhufvuden för enkel identifiering av storlek.

**Ftalat-  
& latexfri**



## Storleksinformation

- Staplerdiametrar: 24 mm, 26 mm, 29 mm och 32 mm
- Skaftlängd: 185 mm

## Miljöfakta

Fri från ftalater och latex.



| Artikelnummer | Beskrivning                                                            | Avdelnings-förpackning | Transport-förpackning |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| PS9CSA24S     | Anastomosstapler cirkulär Ultimate 24mm Gul stapelhöjd 4,5mm tilt-top  | 3 st                   | 3 st                  |
| PS9CSA26S     | Anastomosstapler cirkulär Ultimate 26mm Vit stapelhöjd 4,8mm tilt-top  | 3 st                   | 3 st                  |
| PS9CSA29S     | Anastomosstapler cirkulär Ultimate 29mm Blå stapelhöjd 4,8mm tilt-top  | 3 st                   | 3 st                  |
| PS9CSA32S     | Anastomosstapler cirkulär Ultimate 32mm Grön stapelhöjd 4,8mm tilt-top | 3 st                   | 3 st                  |