

Aspirationsnål

Steril



Aspirationsnål för laparoskopiska ingrepp

Aspirationsnål är avsedd för aspiration av vätska från cystor, organ och peritoneum. Den används inom gynekologisk laparoskopi, laparoskopiskolecystektomi samt andra laparoskopiska ingrepp i buken.

Nålen består av en vit 5 mm axel med en proximal Luer-lock anslutning för koppling till en standard Luer-lock spruta för vätskeaspiration, samt en fasad 1-tums nål i rostfritt stål för kontrollerad penetrering.


Precisionstålig nål för aspiration

Den vassa, fasade nålspetsen ger kontrollerad penetrering av cystor och vävnad. Instrumentet är utformat med en proximal anslutning som möjliggör koppling till en standardspruta för vätskeaspiration.

Miljöfakta

Ftalat- och latexfri.

**Ftalat-
& latexfri**



Artikelnummer	Beskrivning	Avdelningsförpackning	Transportförpackning
PS3895	Aspirationsnål 5mm	10 st	10 st