

Blunt Dissector

Steril, avsedd för engångsbruk

Säker och atraumatisk dissektion vid laparoscopi

Blunt Dissector är en steril, förbrukningsbar enhet avsedd för engångsbruk. Den används vid laparoskopiska ingrepp för att på ett säkert och icke-traumatiskt sätt manipulera och dissekera vävnad vid undersökning av buken.

Produkten har ett 5 mm tjockt skaft som är anpassat för användning genom motsvarande kirurgiska trokarportar vid laparoskopiska ingrepp och den mjuka blunt-spetsen ger en atraumatisk effekt som minimerar risken för oavsiktlig vävnadsskada.

Optimal kontroll vid vävnadsdissektion och blödning

Spetsen är tillverkad av ett icke-luddande material, vilket minskar risken för att partiklar lämnas kvar i operationsfältet. Den absorberande ytan gör det enkelt att snabbt och effektivt kontrollera mindre blödningar ("bleeder check").

Spetsen är synlig på röntgen vilket underlättar både identifiering och spårbarhet vid bilddiagnostik.

Miljöfakta

Produkten är både ftalat- och latexfri.

**Ftalat-
& latexfri**



Artikelnummer	Beskrivning	Avdelnings-förpackning	Transport-förpackning
PS3885A	Blunt Dissector 5mm 3st per förp.	20 st (20 x 3)	20 st (20 x 3)
PS3886A	Blunt Dissector 5mm 1st per förp.	25 st	25 st