

Bubbelslang

Halvfabrikat på rulle



Halvfabrikat för egen anpassning; CE

Slangen är ett halvfabrikat som levereras på rulle.

Från rullen kapar, anpassar och konfektionerar användaren själv slangen till färdig produkt. Den passar till anslutningar med en diameter mellan 5 - 11 mm och kan användas i vaccum/undertryck upp till 560 mm HG.

Slangen är CE märkt - klass IIa - avsedd för engångsanvändning.

Användningsområden

Avsedda huvudsakliga användningsområden är syrgasslang och sug-, dränage-, kopplings- och anslutningsslang i icke steriliserat eller steriliserat utförande.

Material - tillverkning - förpackning

Slangen är tillverkad av ftalatfri polyvinylklorid. Slangens dimension kontrolleras och styrs under hela extruderingsfasen med laserteknik för jämn och verifierad kvalitet. Direkt efter extrudering (temp. ca 160°) och kylning förpackas slangrullen i en tät polyetenpåse. Innerpåsen skyddar slangrullen från partiklar och mikroorganismer under lagring och transport. Dessutom fungerar påsen som skydd mot lösa fibrer/fibersläpp från emballaget när slangen tas ur dispenserförpackningen. Tillverkningen sker under hygieniskt kontrollerade former.

Kan steriliseras

Bubbelslangen kan också levereras steriltförpackad (EO gas), kapad i önskad längd. Kontakta oss vid behov.

Slangen går bra att torka av utvändigt med ytdesinfektion vid behov.

Förvaring

Temperatur 5 - 35°C
Luftfuktighet 30 - 70% RH



Artikel-nummer	Beskrivning mm.	ID/YD mm.	ID bubbla mm.	Avdelningsförpackning m.
9343	Bubbelslang, grön	3/5	8	100
9373	Bubbelslang, grön	3/5	8	30
9345	Bubbelslang, transparent	5,5/8	11	100
9374	Bubbelslang, transparent	5,5/8	11	50
9375	Bubbelslang, transparent	5,5/8	11	30
9347	Bubbelslang, transparent	7/10	11	75
9376	Bubbelslang, transparent	7/10	11	50
9377	Bubbelslang, transparent	7/10	11	30

*Bubbelavstånd: 90 cm