

Hasson-Troakar med ballong

Steril

Ballongtroakar för trygg och enkel bukväggspenetration

Elite Hasson-troakar med ballong är en engångsprodukt och levereras steril. Graderad spruta medföljer.

Hasson-troakaren används för att penetrera vävnaden i den mänskliga bukväggen under ett laparoskopiskt ingrepp för att etablera en kanal för laparoskopisk kirurgi.

Elite Hasson-Troakar finns i två storlekar:

11 mm x 100 mm och **12 mm x 100 mm**.

Med tätning och minimal vävnadspåverkan

Ballongen håller troakaren på plats och minskar behovet av suturering, vilket kan minska trauma på vävnaden jämfört med andra troakarer.

Troakar är utrustad med en integrerad gasventil som uppfyller ISO 594-2. Komplementära tillbehör, som uppblåsnings- eller rökavledningsslangar, kan anslutas till ventilen om de har en ISO 594-2 hananslutning.

Miljöfakta

Fri från ftalater och latex.



Artikelnummer	Beskrivning	Avdelningsförpackning	Transportförpackning
PS1411	Elite Hasson-Troakar med ballong 11 mm x 100 mm	5 st	10 st
PS1412	Elite Hasson-Troakar med ballong 12 mm x 100 mm	5 st	10 st