

Elite Optisk Troakar med ballong

Levereras steril.

**Ftalat-
& latexfri**

För trygg och enkel bukväggspenetration

Elite Optisk-troakar med ballong är en engångsprodukt och levereras steril. Graderad spruta medföljer.

Optik troakaren används för att penetrera vävnaden i den mänskliga bukväggen under ett laparoskopiskt ingrepp för att etablera en kanal för laparoskopisk kirurgi.

Optiska troakarer och kanyler finns i fyra storlekar:

5 mm × 75 mm, 5 mm × 100 mm, 11 mm × 100 mm och 12 mm × 100 mm.

Miljöfakta

Fri från ftalater och latex.

Med tätning och minimal vävnadspåverkan

Ballongen håller troakaren på plats och minskar behovet av suturering vilket kan minska trauma på vävnaden jämfört med andra troakarer.

Troakar är utrustad med en integrerad gasventil som uppfyller ISO 594-2. Komplementära tillbehör som uppblåsnings- eller rökavledningsslangar kan anslutas till ventilen om de har en ISO 594-2 hananslutning.



Artikelnummer	Beskrivning	Avdelnings-förpackning	Transport-förpackning
PS1375	Elite Optisk Troakar med ballong 5 mm x 75 mm	5 st	10 st
PS1305	Elite Optisk Troakar med ballong 5 mm x 100 mm	5 st	10 st
PS1311	Elite Optisk Troakar med ballong 11 mm x 100 mm	5 st	10 st
PS1312	Elite Optisk Troakar med ballong 12 mm x 100 mm	5 st	10 st
PS1355	Elite Optisk Troakar med ballong 5 mm x 75 mm Med tilläggskanyl	5 st	10 st
PS1325	Elite Optisk Troakar med ballong 5 mm x 100 mm Med tilläggskanyl	5 st	10 st
PS1321	Elite Optisk Troakar med ballong 11 mm x 100 mm Med tilläggskanyl	5 st	10 st
PS1322	Elite Optisk Troakar med ballong 12 mm x 100 mm Med tilläggskanyl	5 st	10 st