

Hudmarkeringspenna

Steril, engångspenna med måtlinjal och etiketter



Steril, klar att använda

Securline®pennan är en steril, engångsmärkpenna för att preoperativt rita/markera på hud. Pennan är gammasteriliserad och 1-stycks förpackad i lättöppnad fläkförpackning och CE-märkt.

Bläck med hög tvättfasthet

Gentiana blått/lila bläck ger en väl synlig markering utan tatuerande effekt. Bläcket är giftfritt av mycket hög kvalitet och med hög tvättfasthet. Bläcket innehåller EJ alkohol.

2 pennor i en

Pennans spets är speciellt utformad för att kunna rita mycket tunna eller breda (kraftiga) linjer. När pennan hålls vinkelrätt mot huden blir linjen tunn och när pennan lutar/vinklas blir linjen bredare (kraftigare) med skarpa kanter utan att smeta.

Storlek tunn märkspets: 0,8mm

Storlek bred märkspets: 1mm



I varje produktförpackning finns:

Artikel 1000-00-PDG En måtlinjal med både inches och metrisk gradering

Artikel 100L-00-PDG Etiketter och en måtlinjal med både inches och metrisk gradering

Förvaring

Temperatur 15-25°C

Luftfuktighet 40-50% RH

Miljöfakta

Plastmaterialet i pennan är polypropen.

Både pennan och dess förpackningar är latex- och PVC-fria.

Latex- &
PVC-fri

2 pennor i en



Förpackning	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm
Transport-förpackning	230	230	170
Avdelnings-förpackning	230	230	170
Styckes-förpackning	200	43	10

Artikelnummer	Beskrivning (Roboto Regular 12 pkt)	Avdelnings-förpackning	Transport-förpackning
1000-00-PDG	Hudmarkeringspenna Securline® Linjal	10 st	100 st (10x10)
100L-00-PDG	Hudmarkeringspenna Securline® Etiketter och linjal	100 st	600 st (100x6)