

Hudstapler med magasin

Steril, magasin om 35 stycken staples

Produktinformation

Hudtapler är avsedd att användas för att sy yttlig hud efter trauma och kirurgiska incisioner på människor. Staplern är avsett för engångsbruk och levereras steril.

Häftapparaten levereras förladdad med 35 klammer i rostfritt stål med en diameter på 0,6 mm som är utformade för att hålla huden på plats tills tillräcklig sårhäkning har skett för att möjliggöra borttagning av klammern.

Enheten levereras klar att använda och kan inte laddas om.

Miljöfakta

Fri från ftalater och latex.



Artikelnummer	Beskrivning	Avdelningsförpackning	Transportförpackning
PS9030	Hudstapler bred med magasin om 35st staples	10 st	100 st