

Kameraskydd

Steril

Produktinformation

Denna produkt från Purple Surgical är avsedd för engångsbruk och levereras steril.

Kameraskyddet används för att skapa ett sterilt fält runt videokamerasystemets kamerahuvud och kabel under laparoskopiska ingrepp. Den förlänger livslängden på dyra videokamerasystem och förhindrar exponering för glutaraldehyd genom att eliminera behovet av desinfektion genom nedsänkning.

Den styva ringramen gör det möjligt att snabbt och enkelt applicera den över videokamerahuvudet och laparoskopet. Kamerahylsan har en tejprensa som säkerställer skydd av kamerahuvudet.

Material

Kamerahylsan är tillverkad av slitstark, klar polyeten.

Miljöfakta

Fri från ftalater och latex.

**Ftalat-
& latexfri**



Artikelnummer	Beskrivning	Avdelningsförpackning	Transportförpackning
PS3901A	Kameraskydd 10 x 250 cm	25 st	25 st