

Linjärt skärande stapler Ultimate

Steril och kan tillämpas vid buk-, gynekologiska och thoraxkirurgiska ingrepp för resektion, transektion och skapande av anastomos.

Produktinformation

Den omladdningsbara linjärt skärande staplern är avsedd för engångsbruk och levereras steril.

Staplern placerar två dubbelt förskjutna rader av titanklammer och skär och delar samtidigt vävnaden mellan de två dubbla raderna.

Staplern finns i tre klammerlängder och två klammerstorlekar för att passa olika vävnadstjocklekar.

Ftalat-
& latexfri



Miljöfakta

Fri från ftalater och latex.

Artikelnummer	Beskrivning	Avdelningsförpackning	Transportförpackning
PS9LC60B	Linjärt skärande staplers Ultimate 60mm, Blå stapelhöjd 3,8mm	1 st	3 st
PS9LC60G	Linjärt skärande staplers Ultimate 60mm, Grön stapelhöjd 4,8mm	1 st	3 st
PS9LC80B	Linjärt skärande staplers Ultimate 80mm, Blå stapelhöjd 3,8mm	1 st	3 st
PS9LC80G	Linjärt skärande staplers Ultimate 80mm, Grön stapelhöjd 4,8mm	1 st	3 st
PS9LC100B	Linjärt skärande staplers Ultimate 100mm, Blå stapelhöjd 3,8mm	1 st	3 st
PS9LC100G	Linjärt skärande staplers Ultimate 100mm, Grön stapelhöjd 4,8mm	1 st	3 st
PS9LCR60B	Magasin till linjärt skärande staplers Ultimate 60mm Blå 3,8mm	12 st	12 st
PS9LCR60G	Magasin till linjärt skärande staplers Ultimate 60mm Grön 4,8mm	12 st	12 st
PS9LCR80B	Magasin till linjärt skärande staplers Ultimate 80mm Blå 3,8mm	12 st	12 st
PS9LCR80G	Magasin till linjärt skärande staplers Ultimate 80mm Grön 4,8mm	12 st	12 st
PS9LCR100B	Magasin till linjärt skärande staplers Ultimate 100mm Blå 3,8mm	12 st	12 st
PS9LCR100G	Magasin till linjärt skärande staplers Ultimate 100mm Grön 4,8mm	12 st	12 st