

Magnetmatta

Instrumentmagnetmatta,
steril för engångsbruk

Ökad säkerhet i operationssalen

Magnetmattor introducerar en säker och effektiv lösning för att minska stick- och skärskador under instrumentförflyttning i operationssalen.

- En stark magnetisk yta på magnetmattorna för engångsbruk säkerställer säker kvarhållning av metalliska instrument
- Upphöjda magneter ger stark hållkraft samtidigt som instrumenten är lätta att greppa
- Magnetmattorna är formbara och med ett non-slip material för säker positionering
- Tillgängliga i två olika storlekar
- Den vattentäta konstruktionen minimerar risken för korsinfektion av patogener

**Ftalat-
& latexfri**



Miljöfakta

Mattan är tillverkad i polyuretan och polyeten.
Produkten är fri från ftalater och latex.

Produkten ska kasseras som kontrollerat medicinskt avfall
- enligt gällande riktlinjer för hantering av medicinskt avfall
på vårdinrättningen.

Artikelnummer	Beskrivning	Storlek	Avdelningsförpackning	Transportförpackning
PS4121A	Magnetmatta Mag-Drape Engångs 24-magneter	25 x 40 cm	25 st	50 st
PS4122	Magnetmatta Mag-Drape Engångs 48-magneter	40 x 50 cm	25 st	50 st