

Plastslang

Halvfabrikat på rulle



Halvfabrikat för egen anpassning; CE

Slangen är ett halvfabrikat som levereras på rulle.

Från rullen kapar, anpassar och konfektionerar användaren själv slangen till färdig produkt.

Slangen är CE märkt - klass IIa - avsedd för engångsanvändning.

Användningsområden

Avsedda huvudsakliga användningsområden är syrgasslang och sug-, dränage-, kopplings- och anslutningsslang i icke steriliserat eller steriliserat utförande.

Material - tillverkning - förpackning

Slangen är tillverkad av ftalatfri polyvinylklorid.

Slangens dimension kontrolleras och styrs under hela extruderingsfasen med laserteknik för jämn och verifierad kvalitet. Direkt efter extrudering (temp. ca 160°) och kylning förpackas slangrullen i en tät polyetenpåse. Innerpåsen skyddar slangrullen från partiklar och mikroorganismer under lagring och transport. Dessutom fungerar påsen som skydd mot lösa fibrer/fibersläpp från emballaget när slangen tas ur dispenserförpackningen. Tillverkningen sker under hygieniskt kontrollerade former.

Kan steriliseras

Slangen kan steriliseras i ångautoklav, temperatur 121°C med sterilfas min. 15 minuter (SS-EN 285). Vid förpackning i sterilemballaget får slangen ej vikas.

Lämpligt förpackningsmaterial är steriliseringspåsar av papper eller papper/plast.

Slangen går bra att torka av utvändigt med ytdesinfektion vid behov.

Förvaring

Temperatur 5 - 35°C

Luftfuktighet 30 - 70% RH

Ftaltfri

Enligt EU-direktiv
2005/84/EC



Artikel-nummer	Beskrivning mm.	Avdelnings-förpackning m.
9363	3 x 5	100
9364	4 x 6	50
9366	5 x 8	50
9369	6 x 9	50
9387	7 x 10	50
9361	8 x 11	50
9370	8 x 12	50
9362	9 x 13	50
9371	10 x 14	40

mediman[®]
www.mediman.fi