

Polymer Ligating Clips

Steril

Produktinformation

Clipsen är utformad för användning med vaskulära och coelomiska strukturer och underlättar ligering och förslutning under kirurgiska ingrepp. Dess snabba ligeringsförmåga säkerställer effektiva och pålitliga kirurgiska resultat. En styckförpackning innehåller ett magasin med 6 clips.

Produkten är tillverkad av inerta polymermaterial och erbjuder utmärkt biologisk kompatibilitet och stör inte bildtekniker som röntgen, datortomografi eller magnetresonanstomografi.

Med en säker låsmekanism, en ergonomisk bågdesign och optimal elasticitet, förhindrar den effektivt glidning.

Miljöfakta

Fri från ftalater och latex.



PS35900



PS35901



PS35902



Artikelnummer	Beskrivning	Avdelningsförpackning	Transportförpackning
PS35900	Polymer Ligating Clip ML Green, 9,5mm	10 st	10 st
PS35901	Polymer Ligating Clip L Purple, 13mm	10 st	10 st
PS35902	Polymer Ligating Clip XL Gold, 17mm	10 st	10 st