

Preparatpåse

Steril för engångsbruk

Produktinformation

Preparatpåsar från Purple Surgical erbjuder den mest kostnadseffektiva lösningen för säker vävnadsåtervinning.

Med den starka, rivbeständiga och icke-porösa påsen minimeras infektion i portområdet och karcinom sådd.

Den transparenta påsen möjliggör visualisering av vävnad och med Radioopak orange O-ring säkerställer du snabb identifiering i bukhålan.

Miljöfakta

Fri från ftalater och latex.



Artikelnummer	Beskrivning	Avdelningsförpackning	Transportförpackning
PS3400	Preparatpåse 75 x 150mm, 120ml	10 st	50 st
PS3401	Preparatpåse 125 x 175mm, 500ml	10 st	50 st