

Skalpellhållare Scalpel Shield



Praktiskt hållare för skalpeller
Steril, 1-stycksförpackad

Förhindrar stick- och skärskador

Skalpellhållare Scalpel Shield är ett praktiskt hjälpmedel för att hålla ordning på skalpeller när dom inte används. När skalpellen inte används skall den stå upp i hållaren, vilket säkerställer en snabb, enkel och säker placering då bladet och spetsen är skyddad. Dessutom möjliggör skalpellhållaren en säker hämtning eftersom den står upp och alltid finns på samma plats.

Sätts fast med tejp

Skalpellhållaren sätts fast på assistansbordet med hjälp av den självhäftande tejp på undersidan. Enkelt och praktiskt.

Skyddar assistansbordspåsen

Används vår skalpellhållare Scalpel Shield sticker man aldrig hål på assistansbordspåsen vilket sparar extra material, arbete och pengar.

Miljöfakta

Skalpellhållaren är tillverkad i APET. Den är formstabil och har höga kanter för optimalt stickskydd.
Ftalat- och latexfri.

**Ftalat-
& latexfri**



Förpackning	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm
Transport-förpackning	431	311	272
Avdelnings-förpackning	264	207	153
Styckes-förpackning	123	84	16

Artikelnummer	Beskrivning	Avdelnings-förpackning	Transport-förpackning
PS4593	Skalpellhållare Scalpel Shield	25 st	100 st