

Veressnål

Steril

Praktisk veressnål för snabb och trygg användning

Veressnålen används för att etablera pneumoperitoneum inför laparoskopiska ingrepp i buken och levereras steril.

Som ett praktiskt engångsinstrument säkerställer den hög hygienisk standard och eliminerar behovet av komplicerad, kostsam och tidskrävande rengöring.

Veressnålen finns i längderna **120 mm** och **150 mm** för att kunna anpassas efter anatomiska variationer.

Optimal kontroll och säkerhet

Den skarpa, fasade spetsen möjliggör snabb, enkel och kontrollerad införing medan visuella och hörbara indikatorer ger kirurgen tydlig bekräftelse på korrekt placering vid blind införing.

Den mjuka tillbakadragningen av skyddet minimerar risken för oavsiktlig skada på närliggande organ.

Komplementära tillbehör, såsom insufflationsslangset, kan anslutas till Luer-porten förutsatt att de har en ISO 594-1-standard för hananslutningar.

Miljöfakta

Fri från ftalater och latex.



Artikelnummer	Beskrivning	Avdelningsförpackning	Transportförpackning
PS3700	Veressnål 120mm	25 st	100 st
PS3750	Veressnål 150mm	25 st	100 st