

Vessel loops

Steril

Användningsområden

Vessel loops kärlslingor är avsedda att användas vid kirurgiska ingrepp som kräver retraktion, identifiering eller ocklusion av artärer, vener, nerver, urinledare och senor.

Kärlslingorna har en oval tvärsektion som säkerställer en jämn tryckfördelning. De levereras upprullade i par på en plastbärare för engångsbruk och har en total längd på 470 mm.

Produkterna finns i två storlekar:

Mini Vessel loops med en bredd på 1,3 mm och en tjocklek på 0,9 mm, samt Maxi Vessel loops med en bredd på 2,4 mm och en tjocklek på 1,15 mm.

Material:

Silikon. De innehåller ett tillsatt röntgentätt material baserat på bariumsulfat, vilket ökar patientsäkerheten genom att möjliggöra snabb lokalisering vid röntgenundersökning.

Produkten är pvc-fri, ftalatfri och latexfri.



Artikelnummer	Beskrivning	Avdelningsförpackning	Transportförpackning
PS3001	Vessel loops Vit Mini 0,9x1,3mm längd 470mm	10 st	30 st
PS3002	Vessel loops Röd Mini 0,9x1,3mm längd 470mm	10 st	30 st
PS3003	Vessel loops Blå Mini 0,9x1,3mm längd 470mm	10 st	30 st
PS3004	Vessel loops Gul Mini 0,9x1,3mm längd 470mm	10 st	30 st
PS3201	Vessel loops Maxi Vit 1,15x2,4mm längd 470mm	10 st	30 st
PS3202	Vessel loops Maxi Röd 1,15x2,4mm längd 470mm	10 st	30 st
PS3203	Vessel loops Maxi Blå 1,15x2,4mm längd 470mm	10 st	30 st
PS3204	Vessel loops Maxi Gul 1,15x2,4mm längd 470mm	10 st	30 st