

Optimus 2

Robust och stadig framhjulsdreven elrullstol med styrservo bak med bekvämt sittande. För utomhusbruk. Finns i 10 km/h eller 15 km/h. Klarar upp till 8 mil på en laddning. R-net elektronik. Upp till 150 kg.

Sittsystem

- ErgoSeat
- Ortoflex (kardborre) tillsammans med Netti ryggsystem

Benstöd, valbart

- Vinkelfasta, manuellt vinkelställbara eller elbenstöd
- Delade fotplattor

Elfunktioner

- Eltilt 0° till 15°
- Elreglerad rygg 0° till 60°
- Elbenstöd

Vändradie

Endast 1200 mm

Belysning

Enl tyska krav **se och synas**

Backtagning

10° (18%)

ISO 7176-19
Godkänd som
säte i bil



Beskrivning		
Sittbredd	430 / 480 mm + 120 mm 1)	Ställbar sitsplåt i fasta lägen 1) Med armstödsjustering 60 mm/sida (breddning)
Sittdjup	420 – 530 mm	I steg om 35 mm
Sitthöjd (från golv till plansits, 0°)	520 mm	
Rygghöjd	530 / 570 mm	Standard 530 mm
Armstöd steglöst höjdställbara	240 – 340 mm	
Användarvikt	150 kg	inkl last max 10 kg
Drivhjul (fram) / Styrhjul (bak)	14" / 12,5"	
Drivmotor	1 st x 950 W	
Batterier	2 st 80Ah	Finns plats för upp till 120 Ah batterier
Hastighet	upp till 10 km/h	15 m/h (max brukarvikt 120 kg)
Körsträcka mellan laddning	ca 45 km 2)	2) Med 80Ah batterier
Hindertagning	110 mm	
Vändradie	1200 mm	
Totallängd / Totalbredd	1190 3) / 1030 mm 4)	3) Inklusive benstöd 4) Utan Benstöd
Transporthöjd	780 mm	