

iChair mc2 *INNE* med eltilt



Beställare: _____

Datum: _____

Brukare: _____

Telefon: _____

Lev artikel nr	Beskrivning	Sesam nr
H-1611-VN021221	Elrullstol iChair mc2 R-net LED Ortoflex med eltilt, inkl laddare	

Standard:

- * Sitsvinkel elektriskt reglerbar med joystick (-2° till 26°)
- * Ryggstödshöjd 50 cm (justerbar till 45 cm)
- * Ryggstödvinkel (reglerbar -10 till +30 i 10°steg)
- * Rygg enkelt fällbar för transport
- * Kardborrerygg ställbar med ryggmatta
- * Sittdyna Bima (höjd 6 cm)
- * Ryggbåge
- * Väskkrokar
- * Armstöd avtagbara och steglöst höjddjusterbara med sidoskydd och armstödsdynor 38x6,5cm
- * Benstöd vinkelfasta, avtagbara, undanfällbara Underbenslängd (exkl dyna) 28-49cm
- * Fotplattor delade, vinkelställbara samt uppfällbara
- * Hälband
- * Länkhjul 9" punkteringsfria
- * Drivhjul 12" luftpumpade
- * Fjädring justerbar
- * Elektronik R-net, förberett för upp till sex ställdon
- * Manöverbox LED längd och höjddreglerbar, med parallellbeslag
- * Tippskydd med fjädrande avvisarhjul
- * Transportfästen
- * Batterier GEL 2 x 54Ah
- * Laddare

Max brukarvikt: 160 kg

Totallängd: 113cm

Transportlängd: 83cm

Totalbredd: 58cm

Backtagning: 16% (9°)





Hastighet max 10 km/h (programmerbart)

Chassifärg Svart

Noteringar:

Ytterligare tillbehör finns till denna elrullstol. Vid behov kontakta konsulent.

Artikel			Sesam nr
Sitsbredd 	38 cm		☐
	43 cm		☒
	48 cm		☐
	53 cm		☐
	SB 30-38cm kräver 2st adapter H-6085120	30-38 cm	2 x 37759
Sitsdjup 	39 cm		☐
	42,5 cm		☐
	46 cm		☐
	49,5 cm		☒
	53 cm		☐
H-1071688	Kräver två sitsförlängare, H-1071688	56 cm	2st 2 x 33160
Sitshöjd 	Sitshöjden anges från golv till framkant av sitsplattan med sitsvinkel 0°.		☐
	43 cm		☐
	46,5 cm		☒
Körsida	Höger		☐
	Vänster		☒
Brukarvikt över 120 kg	Stötdämpare för hög brukarvikt (>120 kg)		☐

Tillbehör iChair mc2

Artikel			Sesam nr
Ryggstöd			
H-6070843		Adapter för 5cm smalare rygg än sits, set om två st	37757
H-6070843		Adapter för 5cm bredare rygg än sits, set om två st	37757
Vårdarstyrning			
H-6010408		Bakflytt av standard manöverbox till enkel hållare på ryggbågen m handlovsstöd*	33733
H-1070796		Dubbelkommandobox i enkel hållare med handlovsstöd på ryggbågen*	33357
Överdrag för armstödsdynor (polster)			
H-1070451P		För armstödsdyna H-1070451	Höger 37758
H-1070451P		För armstödsdyna H-1070451	Vänster 37758
Övriga armstödstillbehör			
H-6085120		Adapter för inflytt av armstöd 4 cm	Höger 37759
H-6085120		Adapter för inflytt av armstöd 4 cm	Vänster 37759
Armstöden behöver tas bort för att fälla ryggen framåt			
Benstödsöverdel			
H-1062135		Manuellt vinkelreglerbart	Höger 33040
H-1062134		Manuellt vinkelreglerbart	Vänster 33039

Övriga benstödstillbehör

H-1030237		Vadband			23405	
H-1054378		Fotremmar		Par	33105	
H-1071427		Hel fotplatta	Uppfällbar samt vinkel- och djupjusterbar	Sitsbredd 38 cm	33384	
H-1071428		Hel fotplatta	Uppfällbar samt vinkel- och djupjusterbar	Sitsbredd 43 cm	33385	
H-1071429		Hel fotplatta	Uppfällbar samt vinkel- och djupjusterbar	Sitsbredd 48 cm	33386	
H-1071430		Hel fotplatta	Uppfällbar samt vinkel- och djupjusterbar	Sitsbredd 53 cm	33387	
		Vid beställning av benstöd vinkelfasta kort modell:				
H-5006669		Benstödsfäste för benstöd, iChair mcS		Höger	39754	
H-5006670		Benstödsfäste för benstöd, iChair mcS		Vänster	39755	
H-1056390		Benstödsöverdel vinkelfast svart iChair mcS		Höger	23191	
H-1056389		Benstödsöverdel vinkelfast svart iChair mcS		Vänster	23192	
H-1076947		Benstödsu-del underbenslängd 25-35cm m vs fotplatta uppfällb		Höger	39756	
H-1076946		Benstödsu-del underbenslängd 25-35cm m vs fotplatta uppfällb		Vänster	39758	
H-1045562		Amputationsbenstöd	Stödplatta längd 20cm, bredd 13cm	Höger	32981	
H-1045561		Amputationsbenstöd	Stödplatta längd 20cm, bredd 13cm	Vänster	32980	

Tillbehör iChair mc2

Artikel					Sesam nr	
Bålstöd						
H-1069802		Thoraxstöd kardborre	Höjd 37cm, Bredd 15cm, Djup 17,5cm	Höger	33024	
H-1069802		Thoraxstöd kardborre	Höjd 37cm, Bredd 15cm, Djup 17,5cm	Vänster	33024	
H-1074414		Thoraxstöd kardborre	Höjd 27cm, Bredd 12cm, Djup 12cm	Höger	37762	
H-1074414		Thoraxstöd kardborre	Höjd 27cm, Bredd 12cm, Djup 12cm	Vänster	37762	

Sittkomfort

H-1070814		Bälte	Med snäpplås, 130 cm långt		33119	
H-6070210		Bälte	Med snäpplås, 210 cm långt		35767	
H-6085372		Rullbälte inkl fäste	Med snäpplås, 115 cm långt		33107	
H-6010522		Huvudstöd m minnesfunktion	Dynhöjd 14cm, Bredd 30cm, Mittenstöd 11cm, Sidostöd 6cm		37763	

Bord

H-1072625		Bord	Undanfällbart i plexiglas	Sitsbredd 38 - 43 cm	33108	
H-1072626		Bord	Undanfällbart i plexiglas	Sitsbredd 48 - 53 cm	33341	

Övriga tillbehör

H-1068409		Backspegel		Ej manöverboxsida	32904	
H-8108595		Backspegel		Manöverboxsida	24604	
H-1082220		Kryckkäpphållare	För liggande kryckkäppar	Ej manöverboxsida	33044	
H-1083516		Belysning samt blinkers fram och bak			42337	
H-060829-0001		Fjärrstopp trådlös, upp till 15 meter			25212	
H-200560		Syrigaskorg*	För "stroller"syrigasflaska		37766	
H-200520		Syrigaskorg*	För 2-liters flaska		32864	
H-200550		Syrigaskorg*	För 5-liters flaska		37767	
H-200222		Fäste för syrgaskorg (Krävs för att montera ovanstående på ryggröret)			32865	
H-1070818		Hållarstag iChair för extern infästning av bälte			38693	
		38693 är ett Fäste för syrgaskorg när lägre placering av syrgaskorg behövs.				
		41987	Dropptällning Netti till iChair		37768	
		* kräver fäste för att kunna monteras				