

iChair mc2 vårdarstyrd med eltilt



Beställare: _____

Datum: _____

Brukare: _____

Telefon: _____

Lev artikel nr	Beskrivning	Sesam nr
H-1611-VN021831	Elrullstol iChair mc2 Z-styrning LCD & knappbox, Ortoflex, eltilt och laddare	42535

Standard:

- * Sitsvinkel elektriskt reglerbar med joystick (-2° till 26°)
- * Ryggstödshöjd 50 cm (justerbar till 45 cm)
- * Ryggstödvinkel (reglerbar -10 till +30 i 10°steg)
- * Rygg enkelt fällbar för transport
- * Kardborrerygg ställbar med ryggmatta
- * Sittdyna Bima (höjd 6 cm)
- * Ryggbåge, breddjusterbar 38-53 cm för vårdarstyrning, sk *Tjurhorn*
- * Z-styrning med knappbox
- * Väskkrokar
- * Armstöd avtagbara och steglöst höjdjusterbara med sidoskydd och armstödsdynor 38x6,5cm
- * Benstöd vinkelfasta, avtagbara, undanfällbara Underbenslängd (exkl dyna) 28-49cm
- * Fotplattor delade, vinkelställbara samt uppfällbara
- * Hälband
- * Länkhjul 9" punkteringsfria
- * Drivhjul 12" luftpumpade
- * Fjädring justerbar
- * Elektronik R-net, förberett för upp till sex ställdon
- * Manöverbox LCD
- * Manöverboxfäste i Z-styrning
- * Endast vårdarstyrd
- * Tippskydd med fjädrande avvisarhjul
- * Transportfästen
- * Batterier 2 x 54Ah
- * Laddare

Max brukarvikt: 160 kg

Totallängd: 139,5cm inkl Z-styrn

Transportlängd: 83cm

Totalbredd: 58cm



Backtagning: 16% (9°)



Hastighet 6 km/h

Chassifärg Svart

Noteringar:

Artikel			Sesam nr
Sitsbredd 		38 cm	☐
		43 cm	☒
		48 cm	☐
		53 cm	☐
	SB 30-38cm kräver 2st adapter H-6085120	30-38 cm	2 x 37759 ☐
Sitsdjup 		39 cm	☐
		42,5 cm	☐
		46 cm	☐
		49,5 cm	☒
		53 cm	☐
H-1071688	Kräver två sitsförlängare, H-1071688	56 cm	2st 2 x 33160 ☐
Sitshöjd 	Sitshöjden anges från golv till framkant av sitsplattan med sitsvinkel 0°.	43 cm	☐
		46,5 cm	☒
		50 cm	☐
Körsida		Höger	☒
		Vänster	☐
Brukarvikt över 120 kg	Stötdämpare för hög brukarvikt (>120 kg)		☐

Tillbehör iChair mc2

Artikel			Sesam nr	
Ryggstöd				
H-6070843		Adapter för 5cm smalare rygg än sits, <i>endast till manuell ryggvinkel</i>	37757	
H-6070843		Adapter för 5cm bredare rygg än sits, <i>endast till manuell ryggvinkel</i>	37757	
Vårdarstyrning				
H-6050489		Vårdarstyrd med manöverboxen i Z-styrning komfort	X	
		Vårdarstyrd med dubbelkommandobox i Z-styrning komfort	42997	
Överdrag för armstödsdynor (polster)				
H-1070451P		För armstödsdyna H-1070451	Höger	37758
H-1070451P		För armstödsdyna H-1070451	Vänster	37758
Övriga armstödstillbehör				
H-6085120		Adapter för inflytt av armstöd 4 cm	Höger	37759
H-6085120		Adapter för inflytt av armstöd 4 cm	Vänster	37759
Armstöden behöver tas bort för att fälla ryggen framåt				
Benstödsöverdel				
H-1062135		Manuellt vinkelreglerbart	Höger	33040
H-1062134		Manuellt vinkelreglerbart	Vänster	33039

Övriga benstödstillbehör

H-1030237		Vadband			23405
H-1054378		Fotremmar		Par	33105
H-1071427		Hel fotplatta	Uppfällbar samt vinkel- och djupjusterbar	Sitsbredd 38 cm	33384
H-1071428		Hel fotplatta	Uppfällbar samt vinkel- och djupjusterbar	Sitsbredd 43 cm	33385
H-1071429		Hel fotplatta	Uppfällbar samt vinkel- och djupjusterbar	Sitsbredd 48 cm	33386
H-1071430		Hel fotplatta	Uppfällbar samt vinkel- och djupjusterbar	Sitsbredd 53 cm	33387
Vid beställning av benstöd vinkelfasta kort modell:					
H-5006669		Benstödsfäste för benstöd, ichair mcS		Höger	39754
H-5006670		Benstödsfäste för benstöd, ichair mcS		Vänster	39755
H-1056390		Benstödsöverdel vinkelfast svart iChair mcS		Höger	23191
H-1056389		Benstödsöverdel vinkelfast svart iChair mcS		Vänster	23192
H-1076947		Benstödsu-del underbenslängd 25-35cm m vs fotplatta uppfällb		Höger	39756
H-1076946		Benstödsu-del underbenslängd 25-35cm m vs fotplatta uppfällb		Vänster	39758
H-1045562		Amputationsbenstöd	Stödplatta längd 20cm, bredd 13cm	Höger	32981
H-1045561		Amputationsbenstöd	Stödplatta längd 20cm, bredd 13cm	Vänster	32980

Tillbehör iChair mc2

Artikel					Sesam nr
Bålstöd					
H-1069802		Thoraxstöd kardborre	Höjd 37cm, Bredd 15cm, Djup 17,5cm	Höger	33024
H-1069802		Thoraxstöd kardborre	Höjd 37cm, Bredd 15cm, Djup 17,5cm	Vänster	33024
H-1074414		Thoraxstöd kardborre	Höjd 27cm, Bredd 12cm, Djup 12cm	Höger	37762
H-1074414		Thoraxstöd kardborre	Höjd 27cm, Bredd 12cm, Djup 12cm	Vänster	37762
Sittkomfort					
H-1070814		Bälte	Med snäpplås, 130 cm långt		33119
H-6070210		Bälte	Med snäpplås, 210 cm långt		35767
H-6085372		Rullbälte inkl fäste	Med snäpplås, 115 cm långt		33107
H-6010522		Huvudstöd m minnesfunktion	Dynhöjd 14cm, Bredd 30cm, Mittenstöd 11cm, Sidostöd 6cm		37763
Bord					
H-1072625		Bord	Undanfällbart i plexiglas	Sitsbredd 38 - 43 cm	33108
H-1072626		Bord	Undanfällbart i plexiglas	Sitsbredd 48 - 53 cm	33341
Övriga tillbehör					
H-1069787		Bagagehylla / Pakethållare kpl för modell MC2			33041
H-1068409		Backspegel		Ej manöverboxsida	32904
H-8108595		Backspegel		Manöverboxsida	24604
H-1082220		Kryckkäpphållare	För liggande kryckkäppar	Ej manöverboxsida	33044
H-1083516		Belysning samt blinkers fram och bak			42337
H-060829-0001		Fjärrstopp trådlös, upp till 15 meter			25212
H-200560		Syrgaskorg*	För "stroller"syrgasflaska		37766
H-200520		Syrgaskorg*	För 2-liters flaska		32864
H-200550		Syrgaskorg*	För 5-liters flaska		37767
H-200222		Fäste för syrgaskorg (Krävs för att montera ovanstående på ryggröret)			32865
H-1070818		Hållarstag iChair för extern infästning av bälte			38693
38693 är ett Fäste för syrgaskorg när lägre placering av syrgaskorg behövs.					
41987			Droppställning Netti till iChair med fäste		39219